

实验步骤

- 记录当耦合摆同相振动的振动，并测定周期 T_+
- 记录当耦合摆异相振动时的振动，并测定周期 T_-
- 记录一个耦合振动，并测定振动周期 T 和拍频周期 T_Δ
- 比较那些针对固有周期 T_+ 和 T_- 进行计算所得到的数据

实验目的

记录并评估两个相同耦合摆的振动。

概述

通过振动周期和拍频周期来区分两个相同耦合摆的振动。拍频周期是指当其中一个摆锤处于最小振幅时，实时两点之间的时间间隔。两个值可通过当耦合摆同相振动和异相振动时，耦合摆振动的固有周期进行计算。

所需仪器

数量	描述	型号
2	配备有角辨向器的摆锤杆 (230 V, 50/60 Hz) 配备有角辨向器的摆锤杆 (115 V, 50/60 Hz)	U8404275-230 或 U8404275-115
1	螺旋弹簧 3,0 N/m	U15027
2	台钳	U13260
2	不锈钢杆 1000 mm	U15004
1	不锈钢杆 470 mm	U15002
4	通用夹	U13255
2	HF Patch Cord, BNC/4mm plug	U11257
1	3B NET/ag™ (230 V, 50/60 Hz) 3B NET/ag™ (115 V, 50/60 Hz)	U11300-230 或 U11300-115
1	3B NET/ab™	U11310

2

基本原理

由于两个耦合摆的振动，振动能量由一个摆锤传递给另一个摆锤，随后又传回第一个摆锤。如果两个摆锤相同且振动开始，那么一个摆锤最初处于静止位置而另一个摆锤则开始振动。能量实际上只在这个系统内部传递，也就是说一直都是当一个摆锤处于静止位置时，另一个摆锤处于最大振幅处。一个摆锤两次处于静止位置的时间间隔，或者更一般化地说，任何两个最小振幅之间的时间间隔被称为拍频周期 T_Δ 。

两个相同的理想耦合摆的振动可被认为是两个固有振动的叠加。当两个摆都完全处于同相或完全处于异相状态时，可以观察到这些固有振动。在第一种情况下，如果不存在与另外一个摆锤耦合的情况，那么两个摆都将具有各自的频率振动。在第二种情况下，耦合作用大，固有频率更大。所有其它振动都可以通过这两个固有振动的迭加进行描述。摆的运动方程形式如下：

$$(1) \quad L \cdot \ddot{\varphi}_1 + g \cdot \dot{\varphi}_1 + k \cdot (\varphi_1 - \varphi_2) = 0$$

$$L \cdot \ddot{\varphi}_2 + g \cdot \dot{\varphi}_2 + k \cdot (\varphi_2 - \varphi_1) = 0$$

g : 重力加速度, L : 摆长度, k : 耦合常数

For the motions $\varphi_- = \varphi_1 - \varphi_2$ and $\varphi_+ = \varphi_1 + \varphi_2$

(开始时任意选择) 运动的运动方程如下：

$$(2) \quad L \cdot \ddot{\varphi}_+ + g \cdot \dot{\varphi}_+ + k \cdot \varphi_+ = 0$$

$$L \cdot \ddot{\varphi}_- + (g + 2k) \cdot \dot{\varphi}_- = 0$$

变换等式得到：

$$(3) \quad \begin{aligned} \varphi_+ &= a_+ \cdot \cos(\omega_+ t) + b_+ \cdot \sin(\omega_+ t) \\ \varphi_- &= a_- \cdot \cos(\omega_- t) + b_- \cdot \sin(\omega_- t) \end{aligned}$$

产生角频率

$$(4) \quad \begin{aligned} \omega_+ &= \sqrt{\frac{g}{L}} \\ \omega_- &= \sqrt{\frac{g + 2k}{L}} \end{aligned}$$

分别为同相运动或异相运动的固有频率 (异相运动 $\varphi_+ = 0$, 同相运动 $\varphi_- = 0$)。

摆偏转可通过两种运动的和或差计算得到，得到如下结果。

$$(5) \quad \begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{1}{2} \cdot (a_+ \cdot \cos(\omega_+ t) + b_+ \cdot \sin(\omega_+ t) + a_- \cdot \cos(\omega_- t) + b_- \cdot \sin(\omega_- t)) \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2} \cdot (a_+ \cdot \cos(\omega_+ t) + b_+ \cdot \sin(\omega_+ t) - a_- \cdot \cos(\omega_- t) - b_- \cdot \sin(\omega_- t)) \end{aligned}$$

参数 a_+ , a_- , b_+ 和 b_- 是可从初始状态也就是当两个摆都处于 $t = 0$ 时计算得到的任意系数。

当摆锤1在时间0开始从静止位置移动到一个起始角速度 ψ_0 。而摆锤2仍然处于静止位置时，可以非常简单地考虑到以下情况：

$$(6) \quad \begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\psi_0}{\omega_+} \cdot \sin(\omega_+ t) + \frac{\psi_0}{\omega_-} \cdot \sin(\omega_- t) \right) \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\psi_0}{\omega_+} \cdot \sin(\omega_+ t) - \frac{\psi_0}{\omega_-} \cdot \sin(\omega_- t) \right) \end{aligned}$$

那么，两个摆的速度为：

$$(7) \quad \begin{aligned} \dot{\varphi}_1 &= \frac{\psi_0}{2} \cdot (\cos(\omega_+ t) + \cos(\omega_- t)) \\ \dot{\varphi}_2 &= \frac{\psi_0}{2} \cdot (\cos(\omega_+ t) - \cos(\omega_- t)) \end{aligned}$$

重新整理等式，得到：

$$(8) \quad \begin{aligned} \varphi_1 &= \psi_0 \cdot \cos(\omega_\Delta t) \cdot \cos(\omega_\Delta t) \\ \varphi_2 &= \psi_0 \cdot \sin(\omega_\Delta t) \cdot \cos(\omega_\Delta t) \end{aligned} \quad \text{where (9)} \quad \begin{aligned} \omega_\Delta &= \frac{\omega_- - \omega_+}{2} \\ \omega &= \frac{\omega_+ + \omega_-}{2} \end{aligned}$$

这与处于相同角频率 ω 的两个摆的振动相符合，其中速率振幅 ψ_1 和 ψ_2 调整为角频率 ω_Δ 时的速率振幅：

$$(10) \quad \begin{aligned} \psi_1(t) &= \psi_0 \cdot \cos(\omega_\Delta t) \\ \psi_2(t) &= \psi_0 \cdot \sin(\omega_\Delta t) \end{aligned}$$

评价

方程 (4) 可用于计算同相和异相振动的固有振动周期 T_+ 和 T_- ：


$$T_+ = \frac{2\pi}{\omega_+} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad \text{和} \quad T_- = \frac{2\pi}{\omega_-} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g + 2k}}$$

耦合振动周期 T ，方程 (9) 暗含以下关系：

$$\frac{2\pi}{T} = \omega = \frac{\pi}{T_+} + \frac{\pi}{T_-} \quad \text{并且由此可得} \quad T = 2 \cdot \frac{T_+ \cdot T_-}{T_+ + T_-}$$

方程 (10) 中所给出的调幅通常按照周期 T_Δ 进行规定，其中周期 T_Δ 相当于当一个摆锤静止时的连续点之间的时间：

$$\frac{2\pi}{2T_\Delta} = \omega_\Delta = \frac{\pi}{T_-} - \frac{\pi}{T_+} \quad \text{并且由此可得} \quad T_\Delta = \frac{T_+ \cdot T_-}{T_+ - T_-}$$



... going one step further