

## Pendule gravitationnel variable

### MESURE DE LA PERIODE D'OSCILLATION D'UN PENDULE EN FONCTION DE LA COMPOSANTE EFFICACE DE L'ACCELERATION DE LA PESANTEUR.

- Mesure de la période d'oscillation  $T$  en fonction de la composante efficace  $g_{\text{eff}}$  de l'accélération de la pesanteur.
- Mesure de la période d'oscillation  $T$  à différentes longueurs de pendule  $L$ .

UE1050201

03/16 JS

### NOTIONS DE BASE GENERALES

La période d'oscillation d'un pendule mathématique est déterminée par la longueur du pendule  $L$  et l'accélération de la pesanteur  $g$ . On peut démontrer l'influence de l'accélération de la pesanteur en inclinant l'axe de rotation autour duquel oscille le pendule.

Lorsque l'axe de rotation est incliné, la composante  $g_{\text{par}}$ , parallèle à l'axe de rotation, de l'accélération de la pesanteur  $g$  est compensée par le support de l'axe de rotation (cf. fig. 1). La composante efficace restante  $g_{\text{eff}}$  s'élève à :

$$g_{\text{eff}} = g \cdot \cos\alpha \quad (1)$$

$\alpha$  : angle d'inclinaison de l'axe de rotation depuis la position horizontale.

Après la déviation du pendule d'un angle  $\varphi$ , de sa position au repos, il s'exerce sur la masse accrochée  $m$  une force de rappel de :

$$F = -m \cdot g_{\text{eff}} \cdot \sin\varphi \quad (2)$$

Aussi, pour de petites déviations, l'équation du mouvement pendulaire est la suivante :

$$m \cdot L \cdot \ddot{\varphi} + m \cdot g_{\text{eff}} \cdot \sin\varphi = 0 \quad (3)$$

Le pendule oscille ainsi à la fréquence angulaire suivante :

$$\omega = \sqrt{\frac{g_{\text{eff}}}{L}} \quad (4)$$




Fig. 1 : Pendule gravitationnel variable (photo et représentation schématique)

### LISTE DES APPAREILS

- 1 pendule gravitationnel variable 1000755 (U8403950)
- 1 support p. barrière photoélectr. 1000756 (U8403955)
- 1 barrière photoélectrique 1000563 (U11365)
- 1 compteur numérique @ 230 V 1001033 (U8533341-230)
- ou
- 1 compteur numérique @ 115 V 1001032 (U8533341-115)
- 1 pied, 150 mm 1002835 (U13270)
- 1 barre de support, 470 mm 1002934 (U15002)

### MONTAGE

- Montez le pendule gravitationnel variable.
- Fixez le support pour barrière photoélectrique aux aiguilles du pendule.
- Montez la barrière photoélectrique (cf. Fig. 1) et raccordez l'entrée Marche du compteur numérique.
- Fixez la masse à l'extrémité inférieure de la barre du pendule.
- Réglez le commutateur de sélection du compteur numérique à TA/△.

### REALISATION

- Réglez l'angle d'inclinaison à  $\alpha = 0$  degré.
- Déclenchez la vibration et appuyez sur la touche MARCHE.
- Relevez plusieurs valeurs pour la durée d'oscillation, et portez leur moyenne  $T$  dans le tableau 1.
- Réalisez également cette mesure pour les angles d'inclinaison  $\alpha = 10$  degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés et 80 degrés.
- Pour la valeur  $\alpha = 0$  degré, réglez différentes longueurs de pendules en déplaçant la masse et mesurez leur durée d'oscillation respective.

### EXEMPLE DE MESURE

#### a) Variation de l'angle d'inclinaison :

Tab. 1 : Durée d'oscillation en fonction de la composante efficace, calculée selon (1) l'accélération de chute ( $L = 34,5$  cm)

$\alpha$	$g \cos \alpha$ (m s <sup>-2</sup> )	$T$ (ms)
0°	9,81	1171
10°	9,66	1183
20°	9,22	1218
30°	8,50	1270
40°	7,51	1361
50°	6,31	1507
60°	4,91	1730
70°	3,36	2074
80°	1,70	3021

#### b) Variation de la longueur de pendule :

Tab. 2 : Période d'oscillation en fonction de la longueur de pendule

$L$ (cm)	$T$ (ms)
34,5	1171
29,5	1090
24,5	1000
19,5	918

### EVALUATION

L'équation (4) permet de déterminer la période d'oscillation du pendule :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g_{\text{eff}}}}$$

Pour la valeur  $L = 34,5$  cm, on obtient la courbe ininterrompue de la figure 2. Les points de mesure qui sont également représentés dans la figure 2 sont issus du tableau 1 et, dans le cadre de la précision de mesure, correspondent à la courbe.




Fig. 2 : Période d'oscillation d'un pendule en fonction de la composante efficace de l'accélération de la pesanteur.




Fig. 3 : Période d'oscillation d'un pendule en fonction de la longueur de pendule  $L$

La courbe ininterrompue de la figure 3 a été calculée avec la valeur  $g_{\text{eff}} = 9,81$  m s<sup>-2</sup>. Les points de mesure sont issus du tableau 3. Ils divergent de la courbe, car, pour de petites longueurs  $L$ , le pendule s'écarte nettement d'un pendule mathématique.

### RESULTAT

La période d'oscillation est donc plus courte lorsque le pendule est raccourci et plus longue lorsque la composante efficace de l'accélération de la pesanteur est réduite.