

AED 训练装置 使用指南



产品型号: 1018857

关于模拟器

AED 训练装置有 8 个交互场景。通过内部扬声器发出声音提示，并在 LCD 显示屏上显示。

- 为紧急情况做好准备。
- 学习遵循“除颤”和“不除颤”的步骤。
- 讲师选择手动或免提培训模式。
- 用英语提供音频和书面提示。

配置清单

- A. AED 训练装置
- B. 电缆
- C. 2 成人电极片
- D. 9V 电池
- E. 贴纸

产品安装

1. 从盒中取出 AED 训练装置。
2. 连接电缆与电极片。(如图 1.)



图 1

3. 安装电池。(如图 2.)



图 2

4. 将电缆插入 AED 训练装置。(如图 3.)



图 3

使用方法

A. 情景模式

前四种情况对应于具有“分析”按钮的自动除颤器，第二组四个场景对应没有“分析”按钮的自动除颤器。其中包括用于覆盖 AED 训练器上的“分析”按钮的贴纸。每个场景都用于 AED 培训。在每个场景的开始前，如果电极片尚未插入，则会有一个插入电极的指令。此时所有情况都会锁定，直到插入电极为止。场景#2 和#6 将在第二次指示“检查电极片”之后暂停。这让学生有时间模拟处理病人胸部皮肤。此时按下“Select”按钮继续场景。

B. 运行场景

启动方案，请按“开/关”按钮，然后按“选择”按钮切换各种方案。选择适当的方案后，按“运行”按钮开始方案。一旦方案启动，就无法停止情景，除非关闭设备电源。

C. 音量

通过按下相应的“向上”或“向下”按钮可以增加或减少音量。

D. 电池使用

打开电池盒，取出耗尽的电池，即可更换新的 9V 电池。极性标记在电池盒的底部。关闭设备电源时会有 10 秒的延迟。在这 10 秒钟内，您可以通过再次按下“ON / OFF”按钮来撤销此操作，在这种情况下，它将恢复到上次选定的场景的开头

如果 AED 训练装置 8 分钟无人使用，它将自动关闭以节省电池电量。当使用大约 80% 的电池时，LCD 屏幕上将显示低电量标志。

情景介绍

注意：方案 1-4 模拟有“分析”按钮的除颤器。场景 5-8 模拟没有“分析”按钮的除颤器。如果使用方案 5-8，请使用附带的灰色贴纸来覆盖“分析”按钮。

情景 1 和 5：一次休克后恢复正常节律。

情景 2 和 6：情景将在第二次指示“检查电极片”后暂停。这让学生有时间模拟处理病人胸部皮肤。在学生模拟重新连接电极片之后，按“选择”按钮以恢复场景。一次电击后，病人仍然处于心脏骤停状态。继续 CPR 一分钟。AED 训练师将再次分析节奏。

情景 3 和 7：病人处于 VF（心室颤动）。四次除颤后不建议除颤。病人没有正常的呼吸，但有循环的迹象。

情景 4 和 8：受害者有一个药贴（通过写有“药”的贴纸来模拟用药）病人处于 VF（心室颤动）。一次电击后恢复正常节律恢复。

设备维护

此 AED 无真人使用的部件，使用时需注意以下两点：

- 用湿布清洁外部表面。
- 更换 AED 教练机的电池。