



SZARVASMARHA MÉH KÉSZLET

SZARVASMARHA MÉH KÉSZLET

> GONDOZÁS, KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A VSI több stádiumú bovine uterus készlete öt különálló méhmodellt tartalmaz, melyek mindegyike cserélhető petefészekkel rendelkezik.

A komplett méhkészlet tartalmazza:

1. Egy nyitott tehén méh, amely ideális a mesterséges megtermékenyítési tréningekhez.
2. Egy ifjú tehén méh, amely szintén alkalmas a mesterséges megtermékenyítési tréningre.
3. Egy körülbelül 45 napos vemhes méh enyhén megnagyobbodott méhszarvval és magzatvíz hólyaggal.
4. Egy körülbelül 60 napos vemhes méh, amelynél megfigyelhető a méhcsúszás és a magzat.
5. Egy körülbelül 90 napos vemhes méh, amelynél a méhcsúszás, a magzat és a placentomák is jellemzőek.



MEGJEGYZÉS: Csak az "nyitott tehén és heifer" méhmodellek alkalmasak a mesterséges megtermékenyítés képzésére. Minden vemhes méhmodellben megtalálható a méhnyak, de kizárólag illusztratív és tapintható formában, nem pedig a gyakorlati mesterséges megtermékenyítés oktatására vagy más műszerek behelyezésére, mivel ez károsíthatja a modellek elkészítésére használt puha anyagot.

A latex gumik érzékenyek az ultraibolya fényre, ezért a modellt mindig tartsa távol a közvetlen napfénytől.

A kócolaj- és szilikon alapú termékek, például a vazelin, szintén lebontják a latexet.

A modell kezelése során ügyeljen arra, hogy kezei mentesek legyenek az ilyen anyagoktól.

> MARHA PETEFÉSZKEK

A szarvasmarha ovarium készlet négy, különböző fejlődési stádiumban lévő petefészekből két-két darabot tartalmaz: üres petefészek, kis luteális testtel rendelkező petefészek, nagy luteális testtel rendelkező petefészek, valamint érett tüszővel rendelkező petefészek.

A méhkürtök mindegyike egy rugalmas vonallal és egy kis, félig merev nyloncsővel végződik, amelyet a petefészek összekapcsolójaként alkalmaznak. Ez az összekötő berendezés egy lyukba illeszkedik a petefészekben, így könnyedén cserélhetővé válik. Mindig a nyloncső megfogásával távolítsa el a petefészeket, majd óvatosan emelje ki őket, mivel ennek elmulasztása a méhkürtök és/vagy az összekötő vonal sérüléséhez vezethet.

> TELEPÍTÉS

A méhmodellek használatához elengedhetetlen egy kifejezetten palpációra tervezett perineum panel beszerelése, mely anális nyílással és a méhek befogadását szolgáló fogadóval rendelkezik. Amennyiben a VSI dystocia szimulátor modellbe történő beszerelésről van szó, először el kell távolítani a szülési stílusú perineum panelt, majd fel kell szerelni a palpációra tervezett perineum panelt.

Mindkét panel egy műanyag peremlemezhez van rögzítve. A panellel együtt történő eltávolításhoz először a medencét kell leszedni. A medence csontstruktúrája a tehén testfalán elhelyezett tartókon nyugszik, és egy lapos tartóhoz kapcsolódik egyetlen, a medencefenéken áthaladó csavarral. Ennek a csavarnak az eltávolítása szükséges a csontstruktúra levételéhez. Emelje fel a horgas csontokat a rögzítési helyükről, így a medence felszabadul. Ezt követően a perineum panel eltávolítása úgy történik, hogy a csavarzárakat szabad állásba fordítjuk, óvatosan húzzuk és hajlítjuk, így a panel el fogja engedni a merev perineum rögzítő peremlemezét.

A méhmodellek a széles ínszalagok segítségével helyezkednek el a medencében. Minden széles ínszalag hátsó vége a megadott csipeszek segítségével az ilium mediális szárához csatlakozik, lehetővé téve, hogy a méh a medencefenéken nyugodjon. A méh hüvelyi vége egyszerűen beillesztésre kerül a perineum panel belső oldalán, és a külső vulva valamint a panel belső felülete közötti rekeszben helyezkedik el. A méhek cseréjéhez fogja meg a beépített méhet a kaudális végénél, majd óvatos húzással szabadítsa meg azt a perineum panelről, ezt követően távolítsa el a széles ínszalagot a medence mediális száráról.

SZARVASMARHA MÉH KÉSZLET

> KÖVETELMÉNYEK

Hereford Palpációs Panel - Fekete	1025492
Hereford Palpációs Panel - Barna	1025493
Holstein Palpációs Panel	1025494

> ALKATRÉSZEK

Nyitott tehén méh	1025504
Ifjú tehén méh	1025505
45 napos vemhességi méh	1025501
60 napos vemhességi méh	1025502
90 napos vemhességi méh	1025503

> ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com