



НАБОР МАТОК КОРОВЫ

НАБОР МАТОК КОРОВЫ

УХОД, ОБРАЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мультиступенчатая система маточного комплекса VSI состоит из пяти отдельных моделей матки, каждая из которых оснащена взаимозаменяемыми яичниками.

Полный набор маток включает:

1. Открытую коровью матку, предназначенную для обучения искусственному осеменению.
2. Матку телки, подходящую для обучения искусственному осеменению.
3. Матку на сроке беременности примерно 45 дней с немного увеличенным рогом и амниотическим пузырём.
4. Матку на сроке беременности примерно 60 дней со смещением матки и с плодом.
5. Матку на сроке беременности примерно 90 дней со смещением матки, с плодом и плацентом.



ПРИМЕЧАНИЕ: Только модели открытой формы маток коров и тёлочек предназначены для обучения искусственному осеменению. Во всех моделях беременной матки представлена шейка матки, однако она выполнена исключительно в иллюстративных и тактильных целях и не предназначена для проведения практических занятий по искусственному осеменению или для введения каких-либо инструментов, поскольку это может повредить мягкий материал, использованный при создании моделей.

Латекс чувствителен к ультрафиолетовому излучению, поэтому модель необходимо хранить вдали от прямых солнечных лучей. Продукты на основе нефти и силикона, такие как вазелин, также разрушают латекс. При обращении с моделью убедитесь, что на руках отсутствуют остатки указанных веществ.

ЯИЧНИКИ КОРОВ

Набор яичников коровы состоит из двух экземпляров каждого из четырёх этапов их развития. В его состав входят: яичник без желтого тела, яичник с небольшим желтым телом, яичник с крупным желтым телом и яичник со зрелым фолликулом.

Каждый рог матки оснащён гибким шнуром и небольшой полужёсткой нейлоновой трубкой, служащей соединителем для яичников. Этот соединитель вставляется в отверстие яичника, что позволяет легко менять их местами. Всегда извлекайте яичники, захватывая нейлоновую трубку, а затем аккуратно удаляя яичник. Несоблюдение данной процедуры может привести к повреждению рога матки и/или соединительного шнура.

УСТАНОВКА

Для использования моделей матки необходимо установить специальную панель пальпации промежности с анальным отверстием и приёмником для маток. Если установка проводится в модели симулятора дистocieции VSI, сначала следует снять панель промежности для родов и заменить её панелью пальпации промежности.

Обе панели крепятся к пластиковой фланце. Для снятия фланца вместе с панелью сначала снимите таз. Тазовая кость зафиксирована в опорах на боковой поверхности туловища коровы и прикреплена к плоской опоре одним болтом, проходящим через тазовое дно. Для освобождения тазовой костной конструкции этот болт необходимо открутить. Поднимите крючковые отростки с их креплений, после чего таз освободится. Затем панель промежности можно снять, переведя поворотные защёлки в свободное положение и аккуратно потянув, сжимая жёсткую фланцевую опору до полного освобождения.

Модели матки устанавливаются в таз с помощью широких связок. Дорсальный конец каждой широкой связки защёлкивается на медиальном крыле подвздошной кости с использованием прилагаемых зажимов, что позволяет матке располагаться на тазовом дне. Вагинальный конец матки просто вставляется изнутри через панель промежности и располагается в кармане между внешней вульвой и внутренней стороной панели. Для замены маток возьмитесь за установленную матку за каудальный конец и аккуратно потяните, чтобы освободить её от панели, а затем снимите широкую связку с медиальных крыльев таза.

НАБОР МАТОК КОРОВЫ

> КОМПЛЕКТЫ

Комплект для пальпации Hereford – чёрный	1025492
Комплект для пальпации Hereford – коричневый	1025493
Комплект для пальпации Holstein	1025494

> ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Открытая матка коровы	1025504
Матка тёлки	1025505
Матка с 45-дневной беременностью	1025501
Матка с 60-дневной беременностью	1025502
Матка с 90-дневной беременностью	1025503

> КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com