



DİSTOSİ BUZAĞI MODELİ

KULLANICI KILAVUZU

1025511, 1025514, 1025515, 1025531

DİSTOSİ BUZAĞI MODELİ

➤ BAKIM, KULLANIM VE MUHAFAZA

Veterinary Simulator Industries, çeşitli zor doğum pozisyonları ve çözümlerinin öğretilmesi ve gösterilmesi amacıyla bu zor doğum buzağı modelini geliştirmiştir. En dayanıklı simülatörü, en yüksek esneklik ve en doğal hareket kabiliyetiyle üretebilmek için sayısız araştırma ve test süreci yürütülmüştür. Ancak, gerçeğe yakın biyolojik bir model elde edilebilmesi amacıyla VSI, dikkatli kullanım ve gözetim gerektiren yumuşak deri ile eklemli iskelet yapısını tercih etmiştir. VSI zor doğum buzağı modeli yalnızca masa üstü gösterimler veya uyumlu VSI zor doğum inek modeli ile birlikte kullanılmalıdır. Hiçbir durumda buzağı modeli, başka bir üreticinin simülatörleriyle kullanılmamalıdır.

VSI, üretim kaynaklı herhangi bir kusur için garanti verse de, yanlış kullanım ve gözetimsiz kullanım sonucu oluşan hasarlara karşı koruma sağlayamaz. Model, ağır olmasına rağmen hassas bir yapıya sahip olup, gerçek bir hayvan gibi özenle kullanılmalıdır.

Gerçek bir buzağı, doğum sırasında travma ve sert muameleye maruz kalsa da bu süreci yalnızca bir kez yaşar. Ancak, buzağı modeliniz doğum sürecini günde birkaç kez deneyimleyebilir. Bu basit talimatlar, VSI doğum güçlüğü buzağı modelinizin yıllarca sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için rehberlik ve farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır.

Her zaman VSI, buzağı modelinin yalnızca VSI sığır zor doğum simülatörü modeli ile veya masa üstü gösterimler için, özellikle de VSI uterus torbası ile birlikte kullanılmasını tavsiye eder; zira diğer simülatörler modele zarar verebilir. Buzağı modelinin torbaya yerleştirilmesi, orta miktarda yağlayıcı uygulanmasıyla oldukça kolaylaşır.

Buzağı modeli, bacakların zincire takılması ve kriko kullanılarak çekme işlemleri üzerine eğitim vermek amacıyla tasarlanmış olsa da, aşırı çekilmek veya herhangi bir yükseklikten düşürülmek üzere kullanılmamalıdır. Bu tür veya benzeri yanlış kullanımlar, deri, toynaklar ve iskelette hasara neden olabilir.



NOT: VSI inek modeli ve uterus çantasıyla birlikte kullanıldığında, orta miktarda su bazlı kayganlaştırıcı, buzağı modeli üzerinde, uterus çantası içinde ve perineum panelinde uygulanmalıdır. Bu, gerçekçi ve kaygan bir yüzey oluşumuna yardımcı olurken, yumuşak derilere zarar verebilecek direnç ve sürtünmeyi sınırlar.



VSI distosi in vitro sığır modeli ile birlikte sunulan zemin matı, buzağın düşme tehlikesi bulunduğu mutlakta kullanılmalıdır. Aksi halde, buzağın kontrolsüz şekilde salındığı ve düştüğü durumlarda yastıklı bir yüzey tercih edilmelidir.

Baş tuzağının kullanımında yalnızca yumuşak VSI destek parçası kullanılmalıdır; çünkü diğer tuzaklar hasara yol açabilir. Buzağı modeli, kuyruğu veya kulakları tutarak taşınmamalıdır, zira bu durum hasara neden olabilir.

VSI buzağı modelinin derisi silikon malzemeden üretilmiştir; bu nedenle, VSI tarafından sağlanan veya önerilen silikon yapıştırıcılar dışında bir yapıştırıcı ile tamir edilmeye çalışıldığında onarım zorlaşır. Yırtıkları yapıştırmadan önce, zarar görmüş alanı iyice temizlemek için ovma alkolü kullanılmalı; asla aşındırıcı kimyasallar veya çözücüler tercih edilmemelidir. Yapıştırıcının bağlanıp kürlenmesi için en az 16 saat beklenmelidir. Yırtıklar, daha fazla yırtılmayı önlemek ve vücut boşluğuna erişimi kapatmak amacıyla ortaya çıkar çıkmaz onarılmalıdır.

Genel temizlik için tüm buzağı modeli yüksek basınçlı suyla yıkanabilir veya hafif deterjan, su ve yumuşak bir bez kullanılarak ovalanabilir; modele asla suya batırma işlemi uygulanmamalıdır. Deride yırtık varsa, suyun vücut içine girmemesi için özen gösterilmelidir. Onarımlar, modele genel temizlik yapılmadan önce tamamlanıp kürlenmelidir.

DİSTOSİ BUZAĞI MODELİ

Buzağı modeli, destek sisteminin odaları doğru şekilde şişirildiği sürece, hava destek sistemiyle çalışan VSI distosik inek modelinde saklanmalıdır. Aksi halde, buzağı sağlanan saklama çantasında muhafaza edilmelidir. Buzağı başka şekilde saklanırsa, dolgulu bir yüzey ve örtü kullanılmalıdır. Buzağının yumuşak derisi, ağırlığıyla birleştiğinde uzun süre sert yüzeyde dinlenmesi sonucu kalıcı izler oluşturabilir. Ayrıca, buzağının derisi hafif yapışkan olup kir ve diğer partikülleri çektiğinden, kullanılmadığı zamanlarda örtülmelidir.

VSI, ürünlerimizin tüm yönlerini geliştirmeyi amaçlayarak en uygun eğitimsel ve etkileşimli araçları oluşturmak üzere, teknik, tasarım ve malzeme konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Üretim sektörümüz ile son kullanıcı müşterilerimiz arasındaki sürekli işbirliği çerçevesinde, geri bildirim ve önerilerinizi bekliyoruz.

➤ GARANTİ, BAKIM VE KULLANIM

VSI, bu modelin tasarımı ve geliştirilmesi için önemli ölçüde zaman, enerji ve kaynak yatırımı yapmıştır. Uzun süreli kullanım deneyimleri ve gözlemler, modelin işlevselliğini, dayanıklılığını ve gereksinimlerini belirlememize katkı sağlamıştır. Hem VSI'ye hem de son kullanıcı müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak amacıyla, bilinçli satın alma kararlarını destekleyen fiyatlandırma, satın alma ve garanti yönergeleri oluşturulmuştur.

Distosi dana ve inek modeli, mevcut teknoloji ve veteriner hekim eğitmenleri ile uygulayıcı gibi profesyonel işbirlikçilerin danışmaları sonucunda belirlenen parametreler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Modeller, kullanım sıklığı, ortam, denetim ve beklentiler açısından bu parametrelerin ötesinde de çalıştırılabilir, daha geniş bir kullanım alanına uyum sağlamak amacıyla yapılan tasarım ayarlamaları çoğu zaman modelleri öngörülen sınırların ötesine taşımıştır.

Distosi modelleri, nitelikli eğitmenlerin rehberliği ve gözetimi altında, rahim içindeki yanlış pozisyonlanmayı ve sonrasında dananın çıkarım için doğru pozisyona getirilmesine yönelik müdahaleyi görselleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Çıkarma işlemi, aşırı zorlanmayı ve zarar riskini azaltmak amacıyla en aza indirilmelidir. Dana çıkarılırken, zarar görmemesi için dikkatlice indirilmesi ve kazara düşmelerde darbeyi emmesi amacıyla daima yumuşak bir düşüş matı bulundurulması gerekmektedir.

Bu modeller, tüm yönergelerin eksiksiz bir şekilde uygulanmadığı durumlarda halka gösterime uygun değildir. Ağır olmalarına rağmen son derece hassas olduklarından özenle kullanılmalıdır. Gerçek bir dana doğum sırasında travma ve sert muameleyle maruz kalsa da bu durum yalnızca bir kez yaşanır; ancak modelinizde dana, doğum işlemini gün içerisinde birkaç kez deneyimleyebilir. Doğru bakım ile müşteriler, danayı büyük sorunlar yaşamadan 1000'den fazla kez çıkarabilir de, tek bir hatalı uygulama geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir.

Modellerin eğitim ortamlarında uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla kullanım, bakım ve onarım ile ilgili detaylı talimatlar verilmiştir; fakat sağduyu ve iyi yargı en önemli unsurlar arasındadır.

VSI, satın alma tarihinden itibaren üretim kaynaklı hatalar için 1 yıllık garanti sunmaktadır. Bu garanti, yanlış kullanım, denetimsiz muamele veya 1 yıl sonrasında ortaya çıkan kusurları kapsamamaktadır. Ancak garanti süresi sona erdikten sonra, dana, belirlenen ücret ve geçerli kargo masrafları karşılığında VSI tarafından onarıp yenilenebilir.

VSI simülasyon modellerinin sürekli gelişimi, iyileştirilmesi ve kullanımı sürecinde eğitim ortaklarımızın katkı, özveri ve işbirliğine büyük değer verilmektedir. Günümüz modern didaktik sistemlerinde pratik modeller vazgeçilmezdir; bu modelleri programlarında kullanan profesyonellerin anlayışına ve işbirliği ruhuna güvünüyoruz.

➤ İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com