



RADIOLOGÍA DE LAS EXTREMIDADES EQUINAS

RADIOLOGÍA DE LAS EXTREMIDADES EQUINAS

> CUIDADO, MANEJO, CARACTERÍSTICAS Y MANTENIMIENTO

Se ha llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones y pruebas para desarrollar el simulador más duradero, con la máxima flexibilidad y un movimiento sumamente natural. Este modelo presenta un esqueleto completamente articulado. Se seleccionaron materiales que simulan de la mejor forma tanto los huesos como la piel, facilitando su visualización mediante técnicas radiográficas. VSI ha empleado una piel de silicona suave que recubre los tendones y ligamentos, permitiendo su palpación a través de la exploración manual.

Las articulaciones palpables comprenden la intercarpiana, la radiocarpiana, la articulación de fetlock y la del casquete. Se puede palpar la totalidad de la unidad del tendón flexor, tanto superficial como profundo, hasta su inserción. También se incluye la palpación del aparato suspendente y de los puntos de referencia palpables de la caña.

La extremidad puede acoplarse al Simulador de Palpación Rectal en Equinos (1025566, 1025584) retirando primero la extremidad distal estándar desmontable y deslizando la llave macho de la extremidad en el receptor hembra del modelo equino, de forma mediolateral.

La extremidad también puede utilizarse como simulador de tareas independiente y se fija a un soporte dedicado que permite la articulación a lo largo del plano paramedial.



> LIMPIEZA

La piel de las extremidades presenta una consistencia ligeramente pegajosa que favorece la adhesión de suciedad y otras partículas. Este efecto puede mitigarse aplicando talco para bebés. Para su limpieza general, se recomienda lavar las extremidades con un detergente suave y agua usando un paño blando, evitando la inmersión. Bajo ninguna circunstancia deben utilizarse solventes agresivos ni instrumentos abrasivos.

> INFORMACIÓN DE CONTACTO



España 3B Scientific, S.L.
C/ Ronda Narciso Monturiol 3
Edif. ABM, Torre A, Despacho 8
46980 Paterna (Valencia) • España
Tel.: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07
3bscientific.es • e3bs@3bscientific.com