



LÓ RADIOLOGIAI MELLŐ VÉGTAG

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1025582, 1025583

LÓ RADIOLÓGIAI MELLŐ VÉG TAG

> ÁPOLÁS, KEZELÉS, JELLEMZŐK ÉS KARBANTARTÁS

A kiváló tartósságot, a maximális rugalmasságot és a természetes mozgást biztosító szimulátor kifejlesztését számos kutatás és tesztelés előzte meg. Ez a modell egy teljesen artikulált csontvázat tartalmaz, az anyagokat pedig úgy választották ki, hogy a csontokat és a bőrt a lehető legélethűbben utánozzák, elősegítve ezzel a radiológiai vizsgálatok során történő megjelenítést. A VSI puha, szilikon bőrt alkalmaz, amely körülveszi az inakat és a szalagokat, így palpáció során is jól tapintható.

A tapintható ízületek közé tartozik az intercarpalis, a radiocarpalis, a boka és a pataízület. A teljes felszíni és mély hajlító incsoport egészen a befogási pontjáig tapintható, míg a felfüggesztő rendszer palpációja és a csüd tapintható jelzőpontjai is egyértelműek.

A végtag a VSI ló kólika modellhez (1025566, 1025584) úgy csatlakoztatható, hogy először eltávolítják a szabványos, leválasztható distális végtagot, majd a végtagon található "apa kulcsot" mediolaterálisan a ló modellen lévő "anya befogóba" helyezik.

A végtag önálló gyakorlóegységként is használható, valamint egy speciális állványra szerelhető, amely lehetővé teszi a paramediális sík mentén történő artikulációt.



> TISZTÍTÁS

A végtagok bőre enyhén ragadós, így könnyedén felveszi a koszt és az egyéb apró részecskéket. Ezen úgy segíthetünk, ha behintőporozzuk őket. Általános tisztítás esetén a végtagokat enyhe, mosószeres vízzel, puha kendővel tisztítsuk meg, áztatás nélkül. Soha ne tisztítsuk őket erős oldószerrel vagy súrolószerrel.

> ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific Europe Kft.
Kozma u. 9/B • H-1108 Budapest • Hungary
Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93
3bscientific.hu • eu3bs@3bscientific.com