



ARTO PER LA RADIOLOGIA EQUINA

ARTO PER LA RADIOLOGIA EQUINA

> CURA, MANIPOLAZIONE, CARATTERISTICHE E MANUTENZIONE

Numerosi studi e test sono stati condotti per sviluppare il simulatore più resistente, flessibile e dal movimento più naturale. Questo modello presenta uno scheletro completamente articolato. I materiali sono stati selezionati per simulare al meglio ossa e pelle e per consentire la visualizzazione mediante tecniche radiografiche. VSI ha utilizzato una pelle in silicone, morbida, che avvolge tendini e legamenti e risulta percettibile tramite palpazione.

Le articolazioni palpabili includono quelle intercapitale, radiocarpale, fetlock e della falange terminale. L'intera unità dei tendini flessori, sia superficiali che profondi, è percepibile sino alle loro inserzioni. È inoltre possibile palpare l'apparato sospenditore e i punti di riferimento palpabili della regione intermedia della zampa.

L'arto può essere collegato al VSI Equine Colic Model (1025566, 1025584) rimuovendo innanzitutto l'arto distale standard staccabile e facendovi scorrere, mediolateralmente, la chiave maschile presente sull'arto nel ricevitore femminile del modello equino.

L'arto può essere utilizzato anche come dispositivo autonomo per l'addestramento a compiti specifici e si fissa su un supporto dedicato che consente l'articolazione lungo il piano paramediale.



> PULIZIA

La pelle degli arti presenta una consistenza leggermente appiccicosa, che tende ad attirare sporco e altre particelle. Tale inconveniente può essere alleviato spolverando gli arti con polvere per bambini. Per l'igiene generale, gli arti possono essere lavati con un detergente delicato e acqua, utilizzando un panno morbido, ma non devono essere immersi. Non devono mai essere puliti con solventi aggressivi o strumenti abrasivi.

> INFORMAZIONI DI CONTATTO



Italia 3B Scientific S.r.l.

Via Progresso, 46

40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia

Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98

3bscientific.it • vendite.italia@3bscientific.com