



PFERDEBEIN FÜR DIE RÖNTGENDIAGNOSTIK

PFERDEBEIN FÜR DIE RÖNTGENDIAGNOSTIK

➤ PFLEGE, HANDHABUNG, EIGENSCHAFTEN UND WARTUNG

Eine umfangreiche Forschung und zahlreiche Tests flossen in die Entwicklung des langlebigen Simulators ein, der höchste Flexibilität und natürliche Beweglichkeit bietet. Dieses Modell verfügt über ein vollständig artikuliertes Skelett. Die Materialien wurden so ausgewählt, dass sie Knochen und Haut bestmöglich simulieren und sich für die Darstellung mittels radiologischer Verfahren eignen. VSI setzt eine weiche Silikonhaut ein, die die Sehnen und Bänder umgibt und bei der Palpation spürbar ist.

Die tastbaren Gelenke umfassen das Interkarpal-, das Radiokarpal-, das Fessel- und das Hufgelenk. Die komplette Einheit aus oberflächlicher und tiefer Beugesehne ist durchgehend bis zu ihrer Ansatzstelle palpierbar. Die Palpation des Fesselträgersystems sowie der tastbaren Orientierungspunkte im Fesselbereich ist ebenfalls möglich.

Zur Befestigung der Gliedmaße am VSI Pferde-Kolik-Modell (1025566, 1025584) wird zunächst die standardmäßig abnehmbare distale Gliedmaße entfernt. Anschließend wird der männliche Steckzapfen medio-lateral in die entsprechende Aufnahme am Pferdmodell eingeschoben.

Die Gliedmaße kann zudem als eigenständiger Übungstrainer verwendet werden und wird an einen speziellen Ständer angeschlossen, der eine Artikulation entlang der paramedialen Ebene ermöglicht.



➤ REINIGUNG

Die Haut der Gliedmaße ist leicht klebrig und zieht Schmutz sowie andere Partikel an. Dieses Problem lässt sich durch das Auftragen von Babypuder mildern. Für die allgemeine Reinigung können die Gliedmaßen mit einem milden Reinigungsmittel, Wasser und einem weichen Tuch gewaschen werden; ein vollständiges Eintauchen ist jedoch nicht zulässig. Eine Reinigung mit aggressiven Lösungsmitteln oder scheuernden Werkzeugen ist unbedingt zu vermeiden.

➤ KONTAKTINFORMATIONEN



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com