



RADIOLOGIE DU MEMBRE ÉQUIN

RADIOLOGIE DU MEMBRE ÉQUIN

➤ SOINS, MANIPULATION, CARACTÉRISTIQUES ET ENTRETIEN

Un vaste ensemble de recherches et d'essais a été consacré à la conception du simulateur le plus robuste, alliant une flexibilité exceptionnelle à des mouvements d'une grande naturalité. Ce modèle dispose d'un squelette entièrement articulé. Les matériaux ont été soigneusement sélectionnés pour reproduire au mieux les os et la peau, tout en facilitant leur visualisation par les techniques de radiographie. VSI a opté pour une peau en silicone souple qui enveloppe tendons et ligaments et se révèle à la palpation.

Les articulations palpables incluent l'articulation intercapitale, l'articulation radiocarpienne, l'articulation du jarret et l'articulation du sabot. L'unité complète des tendons fléchisseurs superficiel et profond se ressent jusqu'à son insertion. La palpation de l'appareil suspenseur ainsi que celle des repères palpables du pastern est également proposée.

Le membre peut être fixé au Modèle de Colique Équine VSI (1025566, 1025584) en retirant d'abord le membre distal détachable standard, puis en glissant la clé mâle du membre dans le récepteur femelle du modèle équin, de manière médiolatérale.

Le membre peut également être utilisé comme module d'entraînement autonome et se fixe à un support dédié permettant une articulation dans le plan paramédial.



➤ NETTOYAGE FORMAT DE RÉFÉRENCE : NETTOYAGE

La peau des membres est légèrement collante, ce qui tend à attirer la saleté et d'autres particules. Ce phénomène peut être atténué en les poudrant avec de la poudre pour bébé. Pour le nettoyage général, les membres peuvent être lavés à l'eau et avec un détergent doux à l'aide d'un chiffon souple, sans être immergés. Ils ne doivent jamais être nettoyés avec des solvants agressifs ni avec des outils abrasifs.

➤ INFORMATIONS DE CONTACT



France **3B Scientific S.A.R.L.**
8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3
68870 Bartenheim • France
Tel. : 03.89.70.75.20 (International : +33 3 89 70 75 20)
Fax : 03.89.70.75.21 (International : +33 3 89 70 75 21)
3bscientific.fr • commande@3bscientific.com