



RADIOLOGIA EQUINA DE MEMBRO

RADIOLOGIA EQUINA DE MEMBRO

> CUIDADOS, MANUSEIO, CARACTERÍSTICAS E MANUTENÇÃO

Após ampla pesquisa e diversos testes, foi desenvolvido um simulador mais durável, flexível e com um movimento mais natural. Este modelo possui um esqueleto totalmente articulado. Foram selecionados materiais que simulam de forma mais fiel os ossos e a pele, além de facilitar a visualização por meio de técnicas radiográficas. A VSI utilizou uma pele macia de silicone que envolve os tendões e ligamentos, permitindo sua palpação.

As articulações palpáveis incluem a intercapal, radiocárpica, do jarrete e do casco. É possível palpar a unidade completa dos tendões flexores superficiais e profundos até sua inserção. Destaca-se, também, a palpação do aparato suspensor e dos pontos de referência do pastern.

O membro pode ser acoplado ao Modelo de Cólica Equina VSI (1025566, 1025584) removendo-se, primeiramente, o membro distal removível padrão e deslizando a chaveta macho do membro na receptora fêmea do modelo equino, de forma mediolateral.

O membro também pode ser utilizado como treinador de tarefas independente, conectando-se a um suporte dedicado que permite a articulação ao longo do plano paramedial.



> LIMPEZA

A pele dos membros apresenta uma textura levemente pegajosa, o que tende a atrair sujeira e outras partículas. Isso pode ser minimizado ao polvilhá-los com talco para bebê. Para a limpeza geral, os membros podem ser lavados com água e um detergente suave, utilizando um pano macio, mas não devem ser imersos. Eles NUNCA devem ser limpos com solventes agressivos ou instrumentos abrasivos.

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.
Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (47) 3464-1818
3bscientific.com • vendas@3bscientific.com