



MODÈLE DE DYSTOCIE DU POULAIN

MODÈLE DE DYSTOCIE DU POULAIN

➤ SOINS, MANIPULATION ET ENTRETIEN

Veterinary Simulator Industries a développé ce modèle de poulain dystocique afin de faciliter l'enseignement et la démonstration de diverses positions de dystocie ainsi que de leurs traitements. De nombreuses recherches et essais ont abouti à la conception du simulateur le plus durable, offrant une flexibilité optimale et un mouvement des plus naturels. Cependant, pour obtenir une réplique biologique fidèle, VSI a opté pour une peau souple et un squelette articulé nécessitant une manipulation attentive et supervisée. Le modèle de poulain dystocique VSI doit être utilisé uniquement pour des démonstrations sur table ou en association avec le modèle de cheval dystocique VSI compatible. En aucun cas le modèle de poulain ne doit être employé avec des simulateurs d'un autre fabricant.

VSI offre une garantie contre tout défaut de fabrication, mais ne peut couvrir les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une manipulation non supervisée. Le modèle est lourd tout en présentant une nature délicate et doit être traité comme tel, à l'image d'un animal réel.

Bien qu'un poulain réel puisse subir des traumatismes et une manipulation brutale lors de sa naissance, il n'a à endurer cette procédure qu'une seule fois. Le vôtre pourrait être soumis à la procédure d'accouchement à plusieurs reprises au cours d'une même journée. Ces instructions simples ont pour but de fournir des conseils et de sensibiliser afin de garantir la longévité de votre modèle de poulain dystocique VSI.

Nous recommandons que le modèle de poulain VSI soit utilisé uniquement avec un modèle de simulateur équin dystocique VSI, ou pour une démonstration sur table, et surtout en association avec le sac utérin VSI, car l'utilisation d'autres simulateurs pourrait endommager le modèle de poulain. L'insertion du poulain dans le sac est grandement facilitée par l'application d'une quantité modérée de lubrifiant.

Bien que le modèle de poulain ait été conçu pour l'enseignement de l'enchaînement des jambes et de la traction à l'aide de crics, il n'est pas destiné à être soumis à une sollicitation excessive lors de la traction, ni à être laissé tomber sur des surfaces depuis une quelconque hauteur. Une mauvaise manipulation, de quelque manière que ce soit, peut entraîner des dommages à la peau, aux sabots et au squelette.



REMARQUE : Lorsqu'il est utilisé avec le modèle équin VSI et le sac utérin, il convient d'appliquer une quantité modérée de lubrifiant à base d'eau sur le modèle de poulain, à l'intérieur du sac utérin et sur le panneau du périnée afin de créer une surface réaliste et glissante, tout en limitant résistance et friction susceptibles d'endommager les peaux sensibles.

Le tapis fourni avec le modèle de poulain dystocique VSI doit être systématiquement utilisé lorsqu'un risque de chute du poulain est présent. Sinon, il convient d'opter pour une surface rembourrée en cas de libération inopinée entraînant une chute.

Lors de la démonstration de l'utilisation de l'étrangleur de tête, seule la pièce de soutien souple VSI doit être employée, car l'utilisation d'autres dispositifs pourrait provoquer des dommages. Le modèle de poulain ne doit en aucun cas être transporté par la queue ou les oreilles, afin d'éviter tout risque d'endommagement.

La peau du modèle de poulain VSI est en silicone, ce qui rend difficile sa réparation avec des matériaux autres que les adhésifs fournis par VSI ou les adhésifs silicone recommandés. Pour réparer une déchirure, nettoyez d'abord soigneusement la zone endommagée à l'aide d'alcool à friction, en évitant tout produit chimique agressif ou solvant. Laissez l'adhésif se fixer et durcir pendant au moins 16 heures avant utilisation. Les déchirures doivent être réparées dès leur apparition afin de prévenir toute détérioration supplémentaire et de sceller toute ouverture susceptible de donner accès à la cavité corporelle.

Pour le nettoyage général, l'ensemble du modèle de poulain peut être nettoyé à haute pression ou frotté avec un détergent doux, de l'eau et un chiffon souple, mais il ne doit pas être immergé. En cas de déchirures dans la peau, veillez à éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur du corps. Les réparations doivent être effectuées et durcies avant de procéder à un nettoyage complet du modèle.

Le modèle de poulain doit de préférence être conservé dans le modèle de dystocie équine VSI, soutenu par le système d'appui par air, tant que les chambres de ce système sont correctement gonflées. Dans le cas contraire, le poulain sera mieux préservé dans le sac de rangement fourni. Si le poulain est stocké différemment, il convient d'utiliser une surface rembourrée associée à une housse. La peau souple, combinée au poids du poulain, peut être marquée de façon permanente lorsqu'elle repose sur une surface dure pendant une longue période. De plus, sa légère nature collante tend à attirer la saleté et autres particules, c'est pourquoi elle doit être couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée.

VSI poursuit ses recherches et développements dans les domaines des techniques, de la conception et des matériaux, dans le but d'améliorer l'ensemble des aspects de nos produits et de concevoir des outils éducatifs et interactifs optimaux. Nous vous invitons à nous faire part de vos retours et suggestions dans le cadre d'un effort collaboratif continu entre notre secteur de fabrication et notre clientèle finale.

MODÈLE DE DYSTOCIE DU POULAIN

➤ GARANTIE, ENTRETIEN, UTILISATION

VSI a investi énormément de temps, d'énergie et de ressources dans la conception et le développement de ce modèle. L'utilisation prolongée en conditions réelles nous a permis de déterminer sa fonctionnalité, sa durabilité et ses exigences. Nous avons établi des lignes directrices en matière de tarification, d'achat et de garantie afin de mieux servir à la fois VSI et nos clients finaux, facilitant ainsi des décisions d'achat éclairées.

Les modèles de poulain et de cheval en cas de dystocie ont été conçus en tenant compte de paramètres spécifiques, en s'appuyant sur la technologie disponible et en consultation avec des collaborateurs professionnels, incluant des éducateurs et praticiens vétérinaires. Bien que les modèles aient été utilisés au-delà de ces paramètres en termes de fréquence, d'environnement, de supervision et d'attentes, les tentatives d'adaptation de la conception pour une utilisation plus étendue les ont souvent poussés au-delà de leurs limites prévues.

Les modèles de dystocie sont conçus pour démontrer une mauvaise présentation in utero ainsi que la manipulation subséquente nécessaire pour positionner correctement le poulain en vue de son extraction, sous la direction et la supervision d'instructeurs qualifiés. L'extraction doit être réduite au strict minimum afin de limiter la tension et le risque de dommages. Lors de l'extraction, le poulain doit être délicatement descendu afin d'éviter tout endommagement, et un tapis amortissant souple doit toujours être utilisé pour prévenir les chutes accidentelles.

Ces modèles ne sont pas destinés à être présentés au public, sauf si toutes les directives sont scrupuleusement respectées. Ils sont lourds tout en étant délicats et doivent être manipulés avec le soin requis. Bien qu'un poulain réel puisse subir un traumatisme et une manipulation brutale lors de sa naissance, il n'a à endurer cette procédure qu'une seule fois. Votre poulain pourrait subir la procédure d'accouchement plusieurs fois par jour. Avec des soins appropriés, certains clients ont extrait le poulain plus de 1000 fois sans rencontrer de problèmes majeurs, mais une seule mauvaise manipulation peut engendrer des dommages irréversibles.

Des instructions détaillées concernant l'utilisation, l'entretien et la maintenance sont fournies avec les modèles afin d'assurer leur longévité dans les environnements éducatifs, mais le bon sens et un jugement avisé demeurent essentiels.

VSI offre une garantie d'un an à compter de la date d'achat pour tout défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, une manipulation non supervisée ou des défauts apparaissant après la période d'un an. Toutefois, une fois la période de garantie écoulée, le poulain peut encore être réparé et remis à neuf par VSI moyennant des frais, auxquels s'ajouteront les frais de livraison applicables.

Nous apprécions l'apport, le dévouement et la collaboration de nos partenaires éducatifs dans le développement, l'amélioration et l'utilisation continue des modèles de simulation VSI. Des modèles pratiques sont essentiels aux systèmes didactiques modernes, et nous comptons sur la compréhension ainsi que sur la coopération des professionnels qui les intègrent dans leurs programmes.

➤ INFORMATIONS DE CONTACT



3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com