



DYSTOCIA CSIKÓ MODELL

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1025587

DYSTOCIA CSIKÓ MODELL

➤ GONDOZÁS, KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A Veterinary Simulator Industries kifejlesztette ezt a VSI dystocia csikó modellt, hogy elősegítse a különböző dystocia pozíciók és kezelési lehetőségek oktatását, valamint demonstrálását. Számos kutatás és tesztelés előzte meg annak érdekében, hogy a lehető legkorszerűbb, legnagyobb rugalmasságú és legtermészetesebb mozgást biztosító szimulátort hozzák létre. Annak érdekében, hogy a termék közel biológiai hasonlóságot legyen, a VSI puha bőrt és ízületes csontvázat alkalmaz, melyek gondos kezelésre és felügyeletre szorulnak.

A VSI dystocia csikó modellt kizárólag asztali bemutatókra, vagy a kompatibilis VSI dystocia ló modellel együtt szabad használni. Egyik esetben sem szabad ezt a modellt más gyártók szimulátoraihoz csatlakoztatni.

A VSI garanciát vállal a gyártási hibákra, azonban a garancia nem érvényes a nem megfelelő használatból és a felügyelet nélküli kezelésből eredő károk ellen. A modell nehéz, ugyanakkor finom természetű, ezért élő állathoz méltó bánásmódot igényel.

Bár egy valódi csikó a születésekor egyszeri traumát és durvább bánásmódot tapasztalhat, az Ön csikója naponta többször is átélheti a szülési folyamatot. Ezek az egyszerű utasítások iránymutatást és tudatosságot biztosítanak, elősegítve a VSI dystocia csikó modell hosszú élettartamát.

Mindig azt javasoljuk, hogy a VSI csikó modellt kizárólag VSI ló dystocia szimulátorral, vagy asztali bemutatóra, különösen a VSI uterus zacskó használata mellett alkalmazza, mivel más szimulátorok károsíthatják a csikó modellt. A modellt könnyebb akkor zacskóba helyezni, ha mérsékelt mennyiségű sikosítót alkalmaz.

Bár a modellt arra tervezték, hogy bemutassa a lábak láncolásának és emelők használatával történő húzásának technikáját, nem szabad túlterhelésnek kitenni húzás közben, illetve bármilyen magasságból felületekre ejteni. Az ilyen, illetve egyéb nem megfelelő bánásmód károsíthatja a bőrt, a patákat és a csontvázat.



MEGJEGYZÉS: A VSI ló modell és uterus zacskó használata során mérsékelt mennyiségű, vízbázisú sikosítót kell alkalmazni a csikó modell felületén, az uterus zsák belsejében és a perineum panelen, annak érdekében, hogy élethű, csúszós felület jöjjön létre, amely csökkenti az ellenállást és a súrlódást, ezáltal megakadályozva a puha bőr esetleges károsodását.

A VSI dystocia csikó modellhez mellékelt felfogó matracot mindig használni kell, ha fennáll a csikó leesésének veszélye. Egyéb esetben, amennyiben a csikót nem megfelelő módon engedik el és leesik, javasolt párnázott felület alkalmazása.

A fej hurok használatok kizárólag a VSI puha tartóelemét szabad alkalmazni, mivel más típusú hurok károsodást idézhetnek elő. A csikó modellt soha ne emeljük a farkánál vagy a fülénél fogva, mert ez sérülést okozhat.

A VSI csikó modell bőre szilikonból készült, amelynek javítása nehéz az olyan anyagokkal, amelyeket nem a VSI által biztosított, illetve ajánlott szilikonragasztókat alkalmazni. Szakadás ragasztása esetén először alaposan tisztítsuk meg a sérült felületet izopropil alkohollal, soha ne alkalmazzunk erős vegyszereket vagy oldószereket. Hagyjuk a ragasztót legalább 16 órán át kikeményedni, mielőtt újra használatba vennénk a modellt. A szakadásokat azonnal javítani kell, amint észlelhetők, hogy megelőzzük a további szakadást és lezárjuk azokat a nyílásokat, melyek hozzáférést biztosítanak a testüregekhez.

Az általános tisztítás során a teljes csikó modellt le lehet magas nyomású vízszugárral mosni, vagy enyhe mosószeres vízzel és puha kendővel áttörölni, de nem szabad vízbe meríteni. Amennyiben a bőrön repedések jelentkeznek, ügyeljünk arra, hogy a víz ne juthasson a belső térbe. A javításokat be kell fejezni, és teljesen kikeményedniük kell, mielőtt a modellt általános tisztításnak vetnénk alá.

A csikó modellt leginkább a levegőtámoztatásos rendszerrel ellátott VSI dystocia ló modellben érdemes tárolni, feltéve, hogy a tartórendszer kamrái megfelelően fel vannak fűtve. Egyéb esetben a csikót a mellékelt tárolózacskóban kell tartani. Amennyiben a csikó más módon kerül tárolásra, párnázott felületet és takarást kell alkalmazni, mivel a puha bőr és a csikó súlya hosszabb időn keresztül kemény felületen állva maradandó nyomot hagyhat. Mivel a csikó bőre kissé ragacsos, és ez elősegíti a szennyeződések, illetve apró részecskék lerakódását, használat nélkül mindig fedjük le.

A VSI folyamatosan fejleszti technológiáit, formaterveit és anyaghasználatát annak érdekében, hogy termékeink minden aspektusát javítsa, valamint a lehető legoptimálisabb oktatási és interaktív eszközöket hozza létre. Visszajelzéseket és javaslatokat várunk a gyártó részlegünk és a végfelhasználók között folyamatosan zajló együttműködés részeként.

DYSTOCIA CSIKÓ MODELL

➤ GARANCIA, ÁPOLÁS, HASZNÁLAT

A VSI jelentős időt, energiát és erőforrást fektetett a modell tervezésébe és fejlesztésébe. A hosszútávú, valós körülmények közötti használat segítette meghatározni annak működőképességét, tartósságát és igénybevételi feltételeit. Olyan árazási, beszerzési és garancia irányelveket dolgoztunk ki, amelyek a lehető legjobban szolgálják a VSI és végfelhasználói ügyfeink érdekeit, elősegítve ezzel az alapos, megalapozott vásárlási döntéseket.

A dystocia csikó és ló modelleket konkrét paraméterek figyelembevételével terveztük, a rendelkezésre álló technológiák és a szakmai partnerekkel – köztük állatorvosi oktatókkal és gyakorló szakemberekkel – folytatott konzultációk alapján. Bár a modelleket a használat gyakorisága, környezete, felügyelete és az elvárások terén a megadott paramétereken túl is alkalmazták, a szélesebb körű használat érdekében tett dizájnmodosítási kísérletek gyakran túllépték az eredetileg szánt határokat.

A dystocia modelleket úgy fejlesztettük ki, hogy szemléltessék a méhen belüli nem megfelelő pozíciót, illetve a megfelelő kivonás érdekében végzett beavatkozást, képzett oktatók irányítása és felügyelete mellett. A kivonási eljárást minimalizálni kell a túlterhelés és a sérülések kockázatának csökkentése érdekében. A csikó kivonása során azt óvatosan kell leeresztetni, valamint mindig biztosítani kell egy puha leesésvédő matrac meglétét az esetleges esések tompítása érdekében.

Ezeket a modelleket nem szabad nyilvános bemutatóra használni, kivéve, ha az összes előírást be lehet tartani. Bár kompaktak, ugyanakkor törékenyek, ezért megfelelő bánásmódot igényelnek. Míg egy élő csikó szülés közben traumát és durva bánásmódot tapasztalhat, ezt az eljárást csupán egyszer kell átélnie, míg az Ön csikója akár naponta többször is átélheti a szülési folyamatot. A gondos kezelés mellett ügyfeink több mint 1000 alkalommal tudták a csikót komoly problémák nélkül kivonni, ugyanakkor egyetlen hibás kezelés visszafordíthatatlan károkat okozhat.

A modellekhez részletes használati, karbantartási és ápolási utasítások is járnak, hogy oktatási környezetben minél hosszabb ideig megőrizze működőképességüket, de a józan ész és a megfontolt döntéshozatal elengedhetetlen.

A VSI a vásárlástól számított 1 éves garanciát vállal minden gyártási hibára. Ez a garancia nem terjed ki a nem megfelelő használatból, a felügyelet nélküli kezeléssel vagy az 1 év után jelentkező hibákból eredő károkra. A garanciaidő lejártá után a csikó javítását és felújítását a VSI díj ellenében, valamint az alkalmazandó szállítási költségek megtérítése mellett vállalja.

Nagyra értékeljük oktatási partnereink hozzájárulását, elkötelezettségét és együttműködését a VSI szimulációs modellek folyamatos fejlesztésében, javításában és használatában. A gyakorlati modellek alapvetőek a modern didaktikai rendszerekben, és számítunk azon szakemberek megértésére, akik ezeket programjaikban alkalmazzák.

➤ ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com