



MODELLO DI DISTOCIA DEL PULEDRO

MODELLO DI DISTOCIA DEL PULEDRO

➤ CURA, MANIPOLAZIONE E MANUTENZIONE

Veterinary Simulator Industries ha sviluppato questo modello di puledro per distocia per supportare l'insegnamento e la dimostrazione delle diverse posizioni e soluzioni adottabili in caso di distocia. È stata condotta un'ampia attività di ricerca e sperimentazione per realizzare il simulatore più resistente, dotato della massima flessibilità e di movimenti naturali. Tuttavia, per replicare fedelmente le caratteristiche biologiche, VSI ha impiegato una pelle morbida e uno scheletro articolato che richiedono cura e supervisione durante la manipolazione. Il modello di puledro per distocia VSI deve essere utilizzato esclusivamente per dimostrazioni da tavolo o in combinazione con il modello di cavallo per distocia compatibile VSI. In nessun caso il modello del puledro deve essere impiegato con simulatori di altri produttori.

VSI garantisce contro eventuali difetti di fabbricazione, ma non offre protezione per danni derivanti da un uso improprio o da una manipolazione non sorvegliata. Pur essendo robusto, il modello possiede una natura delicata e va trattato come un animale reale.

Sebbene un puledro reale possa subire traumi e manipolazioni brusche durante il parto, questa procedura avviene una sola volta; il vostro puledro, invece, potrebbe essere sottoposto al parto più volte al giorno. Queste semplici istruzioni sono state concepite per fornire indicazioni e consapevolezza, contribuendo a garantire una lunga durata del vostro modello di puledro per distocia VSI.

Raccomandiamo sempre di utilizzare il modello di puledro VSI esclusivamente con un

simulatore di distocia equina VSI, oppure per dimostrazioni da tavolo, in particolare in combinazione con la sacca uterina VSI, poiché altri simulatori potrebbero danneggiare il modello del puledro. Il trasferimento del puledro nella sacca risulta notevolmente facilitato dall'applicazione di una quantità moderata di lubrificante.

Sebbene il modello di puledro sia stato progettato per l'istruzione sul fissaggio delle zampe e il sollevamento con dispositivi specifici, non è destinato a subire sforzi eccessivi durante il tiro, né a essere lasciato cadere su superfici da qualsiasi altezza. Una manipolazione inappropriata, in questo o in altri modi, può provocare danni alla pelle, agli zoccoli e allo scheletro.



NOTA: Se impiegato in combinazione con il modello equino VSI e la sacca uterina, si raccomanda di applicare quantità moderate di lubrificante a base d'acqua sul modello del puledro, all'interno della sacca uterina e sul pannello perineale, al fine di ottenere una superficie realistica e scivolosa e di limitare resistenza e attrito che potrebbero compromettere l'integrità delle pelli delicate.

La stuoia fornita con il modello VSI di puledro per la distocia deve essere sempre utilizzata quando vi è il potenziale rischio di caduta del puledro. In caso contrario, una superficie imbottita deve essere impiegata nel caso in cui il puledro venga rilasciato in modo inappropriato e cada.

Durante la dimostrazione dell'uso della corda per la testa, va utilizzato esclusivamente il supporto morbido VSI, poiché altri strumenti potrebbero causare danni. Il modello del puledro non va mai sollevato per la coda o le orecchie, per evitare possibili danni.

La pelle del modello VSI di puledro è realizzata in silicone, materiale che può risultare difficile da riparare con adesivi diversi da quelli forniti o da quelli raccomandati in silicone da VSI. In caso di lacerazioni, si consiglia di pulire accuratamente l'area danneggiata con alcol denaturato, evitando l'uso di sostanze chimiche aggressive o solventi. Lasciare solidificare la colla per almeno 16 ore prima dell'uso. Le lacerazioni devono essere riparate non appena compaiono, per evitare ulteriori strappi e per chiudere eventuali aperture che possono consentire l'accesso alla cavità corporea.

Per la pulizia generale, l'intero modello del puledro può essere lavato a pressione o strofinato con un detergente delicato, acqua e un panno morbido, ma non deve essere immerso. Se vi sono lacerazioni nella pelle, occorre prestare attenzione affinché l'acqua non penetri all'interno del modello. Le riparazioni vanno completate e solidificate prima di procedere con una pulizia generale.

Il modello del puledro deve essere conservato preferibilmente all'interno del modello VSI per la distocia equina, supportato dal sistema ad aria, a condizione che le camere del sistema di supporto siano correttamente gonfiate. In alternativa, il puledro va tenuto nella borsa per il trasporto fornita. Se il modello viene conservato in altro modo, è necessario utilizzare una superficie imbottita e un coprente. La pelle, essendo morbida e a causa del peso del puledro, può subire impronte permanenti se appoggiata a lungo su una superficie dura. Inoltre, la pelle del puledro, leggermente appiccicosa e incline ad attirare sporco e altre particelle, dovrebbe essere coperta quando non in uso.

VSI continua a investire in ricerca e sviluppo di tecniche, design e materiali per migliorare ogni aspetto dei propri prodotti, con l'obiettivo di creare strumenti educativi e interattivi ottimali. Si invitano suggerimenti e osservazioni in un costante sforzo collaborativo tra il nostro settore manifatturiero e la clientela finale.

MODELLO DI DISTOCIA DEL PULEDRO

➤ GARANZIA, CURA, USO

VSI ha dedicato tempo, energia e risorse significative alla progettazione e allo sviluppo di questo modello. L'utilizzo nel mondo reale per un periodo prolungato ci ha permesso di verificarne funzionalità, durata ed esigenze specifiche. Abbiamo elaborato linee guida per prezzi, acquisto e garanzia volte a servire al meglio sia VSI sia i nostri clienti finali, favorendo decisioni d'acquisto consapevoli.

I modelli per puledro e cavallo con distocia sono stati progettati tenendo in considerazione parametri specifici, basandosi sulla tecnologia disponibile e sulla consulenza di collaboratori professionali, tra cui formatori e operatori veterinari. Pur essendo stati impiegati al di fuori di tali parametri in termini di frequenza, ambiente, supervisione ed aspettative, i tentativi di adattarne il design per un uso più ampio li hanno spesso spinti oltre le limitazioni per cui erano concepiti.

I modelli di distocia sono concepiti per dimostrare la cattiva presentazione in utero e la successiva manipolazione necessaria a presentare correttamente il puledro per l'estrazione, sotto la guida e supervisione di istruttori qualificati. L'estrazione deve essere minimizzata per ridurre lo sforzo e il rischio di danni. Durante l'estrazione, il puledro deve essere abbassato con delicatezza per evitare lesioni, ed è indispensabile l'uso di un tappetino ammortizzante per proteggere da cadute accidentali.

Questi modelli non sono destinati a dimostrazioni pubbliche qualora non possano essere rispettate tutte le linee guida. Pur essendo robusti, sono anche delicati e devono essere maneggiati con la massima cura. Sebbene un puledro reale possa subire traumi e manipolazioni brusche durante il parto, tale procedura deve essere eseguita una sola volta. Il vostro puledro potrebbe essere sottoposto alla procedura di nascita più volte al giorno. Con la dovuta attenzione, i clienti hanno estratto il puledro oltre 1000 volte senza problemi rilevanti, ma anche un singolo episodio di maltrattamento può provocare danni irreversibili.

Accanto ai modelli sono incluse istruzioni dettagliate per l'uso, la cura e la manutenzione, al fine di garantirne la longevità negli ambienti educativi, sebbene il buon senso e un giudizio corretto rimangano fondamentali.

VSI offre una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto per eventuali difetti di fabbricazione. Tale garanzia non copre danni derivanti da un uso scorretto, maneggiamenti non supervisionati o difetti che si manifestano oltre il periodo di 1 anno. Tuttavia, trascorso il periodo di garanzia, il puledro potrà comunque essere riparato e ristrutturato da VSI a fronte di una tariffa, oltre alle spese di spedizione applicabili.

Apprezziamo il contributo, la dedizione e la collaborazione dei nostri partner educativi nello sviluppo, nel miglioramento e nell'utilizzo continuativo dei modelli di simulazione VSI. Modelli pratici sono fondamentali per i moderni sistemi didattici, e contiamo sulla comprensione e collaborazione dei professionisti che li impiegano nei loro programmi.

➤ INFORMAZIONI DI CONTATTO



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com