



MODELO DE DISTÓCIA EM POTRO

MODELO DE DISTÓCIA EM POTRO

> CUIDADOS, MANUSEIO E MANUTENÇÃO

A Veterinary Simulator Industries desenvolveu este modelo de potro com distócia para auxiliar na instrução e na demonstração de diversas posições e estratégias empregadas no manejo da distócia. Um extenso trabalho de pesquisa e testes foi realizado para produzir o simulador mais durável, com a maior flexibilidade e o movimento mais natural.

No entanto, para criar um produto que imite com precisão a biologia real, a VSI utilizou uma pele macia e um esqueleto articulado, os quais exigem cuidados e supervisão no manuseio.

O modelo de potro com distócia da VSI deve ser utilizado apenas para demonstrações sobre mesa ou em conjunto com o modelo compatível de cavalo com distócia da VSI. Em hipótese alguma o modelo de potro deve ser empregado com simuladores de outros fabricantes.

A VSI oferece garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, mas não pode proteger contra danos causados por uso indevido e manuseio sem supervisão. O modelo é pesado, porém possui uma natureza delicada e deve ser tratado como tal, de forma semelhante a um animal real.

Embora um potro real possa sofrer traumas e manipulação brusca durante o parto, ele precisa suportar esse procedimento apenas uma vez. Seu potro poderá passar pelo processo de parto várias vezes ao dia. Estas instruções simples destinam-se a fornecer orientações e conscientização que ajudarão o modelo de potro com distócia da VSI a durar por anos de uso.

Recomendamos que o modelo de potro da VSI seja utilizado apenas com um modelo simulador de distócia equina da VSI, ou para demonstração sobre mesa, e especialmente em conjunto com o saco uterino da VSI, pois outros simuladores podem causar danos ao modelo de potro. Inserir o potro no saco é um processo significativamente facilitado com aplicação de uma quantidade moderada de lubrificante.

Embora o modelo de potro tenha sido projetado para a instrução sobre amarração dos membros e tração com macacos hidráulicos, ele não foi concebido para ser submetido a esforços excessivos durante a tração, nem para ser largado sobre superfícies a partir de qualquer altura. Manuseios inadequados, desta forma ou de qualquer outra maneira, podem causar danos à pele, aos cascos e ao esqueleto.



NOTA: Quando utilizado com o modelo equino VSI e a bolsa uterina, devem ser aplicadas quantidades moderadas de lubrificantes à base de água no modelo de potro, na bolsa uterina e no painel perineal, a fim de criar uma superfície realista e escorregadia, além de reduzir a resistência e o atrito que podem ocasionar danos às peles delicadas.

O tapete fornecido com o modelo de potro com distócia VSI deve ser utilizado sempre que houver risco potencial de queda do potro. Caso contrário, deve-se empregar uma superfície acolchoada para evitar a queda em caso de liberação inadequada do potro.

Ao demonstrar o uso do laço para a cabeça, utilize apenas a peça de apoio macia da VSI, pois outros laços podem causar danos. O modelo de potro nunca deve ser levantado pela cauda ou pelas orelhas, pois isso pode ocasionar danos.

A pele do modelo de potro VSI é composta de silicone, o que pode dificultar sua reparação com materiais distintos dos adesivos fornecidos ou dos adesivos de silicone recomendados pela VSI. Ao colar rasgos, limpe cuidadosamente a área afetada com álcool isopropílico, evitando o uso de produtos químicos agressivos ou solventes. Deixe o adesivo assentar e curar por, no mínimo, 16 horas antes do uso. Rasgos devem ser reparados imediatamente para evitar rupturas adicionais e selar quaisquer aberturas que possam permitir o acesso à cavidade corporal.

Para a limpeza geral, o modelo de potro pode ser lavado à pressão ou esfregado com detergente suave, água e um pano macio, mas não deve ser imerso. Se houver rasgos na pele, deve-se ter cuidado para impedir a entrada de água no interior. As reparações devem estar concluídas e curadas antes da lavagem geral do modelo.

O modelo de potro é melhor armazenado no modelo de distócia equina VSI, suportado pelo sistema de suporte de ar, enquanto as câmaras desse sistema estiverem devidamente infladas. Caso contrário, o potro deve ser guardado na bolsa de armazenamento fornecida. Se o potro for armazenado de outra forma, utilize uma superfície acolchoada e uma cobertura. A pele macia, aliada ao peso do potro, pode ficar permanentemente marcada se repousar sobre uma superfície dura por longos períodos. Como a pele do potro possui uma natureza um pouco pegajosa, que tende a atrair sujeira e outras partículas, ela deve ser coberta quando não estiver em uso.

A VSI segue desenvolvendo pesquisas, técnicas, design e materiais com o objetivo de aprimorar todos os aspectos de nossos produtos, buscando criar as ferramentas educacionais e interativas ideais. Convidamos todos a enviar feedbacks e sugestões, em um esforço colaborativo contínuo entre nossa indústria e nossos clientes finais.

MODELO DE DISTÓCIA EM POTRO

> GARANTIA, CUIDADOS, USO

A VSI investiu tempo, energia e recursos significativos no design e desenvolvimento deste modelo. O uso prolongado em situações reais nos permitiu avaliar sua funcionalidade, durabilidade e necessidades. Elaboramos diretrizes de preços, aquisição e garantia para atender da melhor forma tanto a VSI quanto nossos clientes finais, auxiliando na tomada de decisões de compra fundamentadas.

O modelo de potro e cavalo com distócia foi desenvolvido com parâmetros específicos em mente, fundamentado na tecnologia disponível e na consulta com colaboradores profissionais, incluindo educadores e veterinários. Embora os modelos tenham sido utilizados além desses parâmetros, em termos de frequência, ambiente, supervisão e expectativas, tentativas de ajustar o design para acomodar um uso mais amplo frequentemente os conduziram além de suas limitações previstas.

Os modelos de distócia destinam-se a demonstrar a apresentação inadequada in utero e a manipulação subsequente para apresentar corretamente o potro para extração, sob a orientação e supervisão de instrutores qualificados. A extração deve ser realizada de forma minimizada para reduzir o esforço e o risco de danos. Ao extrair o potro, ele deve ser cuidadosamente abaixado para evitar danos, e um tapete macio deve estar sempre presente para amortecer eventuais quedas acidentais.

Estes modelos não se destinam a demonstrações públicas, salvo se todas as diretrizes puderem ser seguidas. São pesados e delicados, devendo ser tratados com o devido cuidado. Embora um potro real possa sofrer trauma e manuseio brusco durante o nascimento, ele precisa suportar esse procedimento apenas uma vez; já o seu potro pode passar pelo procedimento de nascimento diversas vezes ao dia. Com a devida manutenção, os clientes extraíram o potro mais de 1000 vezes sem maiores problemas, mas uma única instância de manuseio inadequado pode causar danos irreversíveis.

Instruções detalhadas sobre uso, conservação e manutenção acompanham os modelos para garantir sua longevidade em ambientes educacionais, embora o bom senso e o julgamento adequado sejam fundamentais.

A VSI fornece uma garantia de 1 ano, a contar da data de compra, para quaisquer defeitos de fabricação. Esta garantia não cobre danos causados por uso inadequado, manuseio sem supervisão ou defeitos que venham a aparecer após o período de 1 ano. No entanto, após o término da garantia, o potro poderá ser reparado e recondicionado pela VSI mediante o pagamento de uma taxa, acrescida das despesas de envio aplicáveis.

Valorizamos a contribuição, a dedicação e a colaboração de nossos parceiros educacionais para o contínuo desenvolvimento, aprimoramento e utilização dos modelos de simulação da VSI. Modelos práticos são essenciais para os sistemas didáticos modernos, e contamos com a compreensão e cooperação dos profissionais que os utilizam em seus programas.

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com