



## DİSTOSİ TAY MODELİ

KULLANICI KILAVUZU

1025587

# DİSTOSİ TAY MODELİ

## ➤ BAKIM, KULLANIM VE MUHAFAZA

Veterinary Simulator Industries, çeşitli distosi pozisyonlarının ve çözümlerinin öğretilmesi ve gösterilmesinde yardımcı olmak amacıyla bu distosi tay modelini geliştirmiştir. En dayanıklı, esnek ve doğal hareketlere sahip simülatörü üretmek için kapsamlı araştırma ve testler yapılmıştır. Ancak biyolojik olarak gerçek bir ürüne yakın bir model oluşturmak amacıyla, VSI özen ve gözetim gerektiren yumuşak bir deri ile eklemli iskelet kullanmıştır. VSI distosi tay modeli yalnızca masaüstü gösterimler veya uyumlu VSI distosi at modeli ile birlikte kullanılmalıdır. Hiçbir durumda, tay modeli başka bir üreticinin simülatörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.

VSI, üretim hatalarına karşı garanti sağlamakla birlikte, yanlış kullanım ve denetimsiz işlemlerden kaynaklanan hasarlara karşı koruma sunmamaktadır. Model, ağır olmasına rağmen hassas bir yapıya sahiptir ve gerçek bir hayvana benzer şekilde titizlikle ele alınmalıdır. Gerçek bir tay, doğum sırasında travma ve kaba muameleye maruz kalabilir; ancak bu işlem yalnızca bir kez yaşanır. Sizin tayınız ise doğum işlemini günde birkaç kez deneyimleyebilir. Bu basit talimatlar, VSI distosi tay modelinizin yıllarca sorunsuz kullanımını sağlamak amacıyla rehberlik ve farkındalık sunmaktadır.

Her zaman VSI tay modelinin yalnızca VSI at distosi simülatör modeli veya masaüstü gösterimler için; özellikle diğer simülatörlerin tay modeline zarar verebileceği durumlarda VSI rahim torbası ile birlikte kullanılmasını öneriyoruz. Tayın torbaya yerleştirilmesi, orta dereceli kayganlaştırıcı uygulaması ile büyük ölçüde kolaylaştırılmaktadır.

Tay modeli, bacakların zincirlenmesi ve bloklarla çekilme işlemleri üzerine eğitim vermek amacıyla tasarlanmış olsa da, aşırı zorlanarak çekilmesi veya herhangi bir yükseklikten yüzeye düşürülmesi amaçlanmamıştır. Bu veya benzeri hatalı kullanımlar, deri, toynak ve iskelette hasara yol açabilir.



### NOT:

VSI at modeli ile uterin torba birlikte kullanıldığında, gerçekçi ve kaygan bir yüzey elde etmek; ayrıca yumuşak dokulara zarar verebilecek direnci ve sürtünmeyi sınırlamak amacıyla, orta miktarda su bazlı kayganlaştırıcının yavru at modeli, uterin torba içerişi ve perine paneli üzerinde uygulanması gerekmektedir.

VSI distosi yavru modeliyle birlikte verilen zemin matı, yavrunun düşme riski bulunduğu mutlakta kullanılmalıdır. Aksi halde, yavru istenmeyen şekilde serbest bırakılıp düştüğünde yastıklı bir yüzey tercih edilmelidir.

Baş tırmığı kullanımını gösterirken, diğer tırmıklar zarar verebileceğinden yalnızca yumuşak VSI destek parçası kullanılmalıdır. Yavru modeli asla kuyruk veya kulaklardan taşınmamalıdır, çünkü bu durum zarar verebilir.

VSI yavru modelinin derisi, yalnızca VSI tarafından sağlanan veya önerilen silikon yapıştırıcılar dışında başka malzemelerle onarılması güç olan silikon bileşenlerden oluşmaktadır. Yırtıkları onarırken, öncelikle hasarlı bölge iyice temizlenip alkolle silinmeli; asla aşındırıcı kimyasallar veya çözücüler kullanılmamalıdır. Yapıştırıcının yerleşmesi ve en az 16 saat boyunca tamamen kürlenmesi beklenmelidir. Yırtıklar, ek yırtılmaları önlemek ve vücut boşluğuna erişimi kapatmak amacıyla meydana gelirse derhal onarılmalıdır.

Genel temizlik için tüm yavru modeli yüksek basınçlı suyla yıkamak veya hafif deterjan, su ve yumuşak bir bezle ovalamak mümkündür; ancak daldırılmamalıdır. Deride yırtık bulunuyorsa, suyun vücut içine girmemesi için dikkat edilmelidir. Onarımlar tamamlandıktan sonra model genel bir yıkamaya tabi tutulmalıdır.

Yavru modeli, hava destek sisteminin düzgün şişirilmiş odaları sayesinde desteklenen VSI at distosi modeli içinde en iyi şekilde muhafaza edilir. Aksi halde, yavru verilen saklama çantasında saklanmalıdır. Yavru farklı bir şekilde depolanırsa, yastıklı bir yüzey ve örtü kullanılmalıdır. Yumuşak deri, yavrunun ağırlığıyla birleştiğinde uzun süre sert yüzeye temas ettiğinde kalıcı izler bırakabilir. Ayrıca, yavru derisi nispeten yapışkan olduğu için kir ve diğer partikülleri çekebileceğinden, kullanılmadığı zamanlarda örtülmelidir.

VSI, ürünlerimizin tüm yönlerini geliştirmeye yönelik olarak teknik, tasarım ve malzeme alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmekte; optimal eğitimsel ve etkileşimli araçlar oluşturmayı hedeflemektedir. Üretim endüstrimiz ile son kullanıcı müşterilerimiz arasında sürdürülen sürekli işbirliği çabası kapsamında geri bildirim ve önerilerinizi bekliyoruz.

# DİSTOSİ TAY MODELİ

## > GARANTİ, BAKIM, KULLANIM

VSI, bu modelin tasarım ve geliştirilmesi için önemli zaman, enerji ve kaynak harcadı. Uzun süre devam eden gerçek kullanım deneyimleri, modelin işlevselliğini, dayanıklılığını ve gereksinimlerini belirlememize yardımcı oldu. Hem VSI'ye hem de son kullanıcı müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla, bilinçli satın alma kararlarını destekleyen fiyatlandırma, satın alma ve garanti yönergeleri hazırladık.

Distosi tay ve at modeli, mevcut teknoloji ve veteriner eğitimciler ile uygulayıcılar dahil olmak üzere profesyonel işbirlikçilerimizden aldığımız danışmanlıklar doğrultusunda ve belirli parametreler dikkate alınarak tasarlandı. Modeller, kullanım sıklığı, ortam, denetim ve beklenti açısından belirtilen parametrelerin ötesinde kullanılmasına rağmen, daha geniş uygulama alanlarına uyarlanma çabaları çoğu zaman modelleri öngörülen sınırlarının ötesine taşıdı.

Distosi modelleri, kalifiye eğitimcilerin rehberliğinde ve denetiminde, intrauterin pozisyon bozukluğunu ve sonrasında tayın çıkarılmasına uygun şekilde pozisyonunun düzeltilmesini göstermeyi amaçlamaktadır. Çıkarma işlemi, yüklenme ve zarar riskini azaltmak için minimum düzeyde tutulmalıdır. Tay çıkarılırken, herhangi bir hasarı önlemek amacıyla nazikçe indirilmesi ve kazara düşmelere karşı her zaman yumuşak bir indirgeme minderi kullanılmalıdır.

Bu modeller, tüm yönergelerle uyulabildiği sürece halka açık gösterimlerde kullanılmamalıdır. Ağır olmalarına rağmen narin yapıya sahip olduklarından, özenle muamele edilmelidirler. Gerçek bir tay, doğum sırasında travma ve kaba muamele görebilir; ancak bu işlem yalnızca bir kez yaşanmalıdır. Tayınızın doğum prosedürünü gün içerisinde birden fazla kez gerçekleştirmek durumu söz konusu olabilir. Doğru bakım ile müşteriler, tayı 1000'den fazla kez çıkarabilmişlerdir; fakat tek bir yanlış uygulama geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir.

Modellerin eğitim ortamlarında uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla kullanım, bakım ve onarıma ilişkin detaylı talimatlar modele eklenmiştir; ancak sağduyu ve iyi yargı her zaman en önemli unsurdur.

VSI, satın alma tarihinden itibaren 1 yıl boyunca üretici kaynaklı herhangi bir arızayı kapsayan garanti sağlamaktadır. Bu garanti, yanlış kullanım, gözetimsiz muamele veya garanti süresi sonrasında ortaya çıkan kusurlardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Ancak garanti süresinin ardından, tay yine de VSI tarafından ücret ve ilgili nakliye masrafları karşılığında tamir edilip yeniden yapılandırılabilir.

VSI olarak, simülasyon modellerimizin sürekli gelişimi, iyileştirilmesi ve kullanımı açısından eğitim iş ortaklarımızın girdilerine, özverisine ve işbirliğine değer vermekteyiz. Modern didaktik sistemler için pratik modeller esastır ve bu modelleri programlarında kullanan profesyonellerin anlayış ve işbirliğine güvenmekteyiz.

## > İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany  
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100  
3bscientific.com • info@3bscientific.com