



BANDAGIERUNG DER GLIEDMASSEN BEIM HUND

BANDAGIERUNG DER GLIEDMASSEN BEIM HUND

> PFLEGE, HANDHABUNG UND WARTUNG

Intensive Forschung und Testverfahren führten zur Entwicklung eines äußerst robusten Simulators mit herausragender Flexibilität und natürlicher Beweglichkeit. Dieser Simulator verfügt über ein vollständig artikuliertes Stahlskelett für optimale Leistung.

Um ein Produkt zu schaffen, das biologische Strukturen so präzise wie möglich imitiert, hat VSI speziell für das Anlegen von Verbänden, eine weiche Haut mit weit auseinander stehenden Zehen konzipiert. Dies erfordert während des Einsatzes eine sorgfältige Handhabung und Überwachung, um die Integrität der Haut zu gewährleisten.

Jede Extremität ist oberhalb der Pfote mit einem Gummiband versehen, um das Anbringen von Klebebändern zu erleichtern, da eine direkte Befestigung an der Silikonhaut oftmals schwierig sein kann.



> REINIGUNG

Die Haut der Gliedmaßen weist eine leicht klebrige Eigenschaft auf, die dazu führt, dass Schmutz und andere Partikel haften bleiben. Dieses Problem lässt sich beheben, indem Babypuder auf die Gliedmaßen aufgetragen wird.

Für die routinemäßige Reinigung kann eine milde Lösung aus Reinigungsmittel und Wasser zusammen mit einem weichen Tuch verwendet werden, um die Gliedmaßen sanft zu waschen oder abzureiben; sie sollten jedoch nicht untergetaucht werden. Es ist wichtig, sie nicht mit starken Lösungsmitteln oder scheuernden Werkzeugen zu reinigen, da dies das Material beschädigen könnte.

> MONTAGE

Jede Hundegliedmaße kann mit den beiden beiliegenden 9/16-Schrauben montiert werden.

Diese können entweder direkt an einen Tisch angeschraubt oder an ein Brett befestigt werden, das anschließend an einen Tisch geklemmt werden kann.



HINWEIS:

VSI engagiert sich für kontinuierliche Forschung und Entwicklung, um Techniken, Design und Materialien zu optimieren und so sämtliche Bereiche unserer Produkte zu verbessern. Unser Ziel ist es, hochwertige Bildungs- und interaktive Hilfsmittel zu entwickeln.

Wir begrüßen Rückmeldungen und Anregungen im Rahmen einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen unserer Fertigungsindustrie und den Anwendern in der Praxis.

> KONTAKTINFORMATIONEN



3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com