



VENDAJE DE EXTREMIDADES CANINAS

VENDAJE DE EXTREMIDADES CANINAS

> CUIDADO, MANEJO Y MANTENIMIENTO

Se ha llevado a cabo una amplia investigación y se han realizado rigurosas pruebas para desarrollar un simulador altamente duradero que ofrece una flexibilidad excepcional y un movimiento natural.

Para alcanzar un producto que replique fielmente las estructuras biológicas, VSI ha integrado una piel suave con dedos en abanico, diseñada específicamente para el vendaje. Su manejo cuidadoso y la supervisión durante su uso son esenciales para preservar su integridad.

Cada extremidad dispone de una banda de goma sobre la pata para facilitar el vendaje, ya que adherir directamente a la piel de silicona puede resultar complicado.



> LIMPIEZA

La piel de las extremidades presenta una cualidad ligeramente pegajosa que tiende a atraer suciedad y otras partículas. Este problema se soluciona aplicando talco para bebés a las extremidades.

Para la limpieza rutinaria, se puede utilizar una solución de detergente suave y agua con un paño blando para lavar o frotar suavemente las extremidades, pero no deben sumergirse en agua. Es importante evitar limpiarlas con solventes fuertes o herramientas abrasivas, ya que esto podría dañar el material.

> MONTAJE

Cada extremidad canina se puede montar empleando los dos pernos de 9/16 proporcionados. Pueden fijarse directamente a una mesa o a una tabla, la cual, a su vez, se puede sujetar a una mesa.



NOTA:

VSI se compromete a la investigación y al desarrollo continuos enfocados en potenciar técnicas, diseño y materiales para optimizar todas las facetas de nuestros productos. Nuestro objetivo es crear herramientas educativas e interactivas de primer nivel.

Recibimos con agrado comentarios y sugerencias como parte de una colaboración permanente entre nuestra industria de fabricación y nuestros usuarios finales.

> INFORMACIÓN DE CONTACTO



3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com