



MEMBRES CANINS DÉDIÉS À LA POSE DE BANDAGES

MEMBRES CANINS DÉDIÉS À LA POSE DE BANDAGES

> SOINS, MANIPULATION ET ENTRETIEN

De nombreuses recherches et tests ont été réalisés afin de développer un simulateur d'une durabilité exceptionnelle, offrant une flexibilité remarquable et un mouvement naturel. Il intègre un squelette en acier entièrement articulé pour une performance optimale.

Pour reproduire au plus près les structures biologiques, VSI a doté le simulateur d'une peau souple avec des orteils écartés, spécialement conçue pour le bandage. Ceci nécessite une manipulation soigneuse et une surveillance attentive lors de son utilisation afin d'en préserver l'intégrité.

Chaque membre est équipé d'un élastique positionné au-dessus de la patte pour faciliter la pose du bandage, car faire adhérer directement le ruban à la peau en silicone peut s'avérer difficile.



> NETTOYAGE

La peau des membres présente une légère adhésivité qui tend à attirer la saleté et d'autres particules. Ce problème peut être résolu en appliquant de la poudre pour bébé sur les membres.

Pour l'entretien régulier, il est possible d'utiliser une solution composée d'un détergent doux et d'eau, appliquée à l'aide d'un chiffon souple pour laver ou frotter délicatement les membres, sans les immerger dans l'eau. Il convient d'éviter l'utilisation de solvants puissants ou d'outils abrasifs, car cela pourrait endommager le matériau.

> MONTAGE

Chaque membre canin peut être fixé à l'aide des deux boulons de 9/16 fournis.

Ils peuvent être boulonnés directement sur une table ou sur une planche, cette dernière pouvant ensuite être serrée sur une table.



REMARQUE :

VSI s'engage dans une recherche et un développement continus visant à optimiser les techniques, le design et les matériaux afin d'améliorer l'ensemble des aspects de nos produits. Notre objectif est de créer des outils pédagogiques et interactifs de premier ordre.

Nous accueillons les retours et suggestions dans le cadre d'une collaboration continue entre notre industrie manufacturière et nos utilisateurs finaux.

> COORDONNÉES



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany

Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100

3bscientific.com • info@3bscientific.com