



KUTYÁK VÉGTAGJAINAK KÖTÖZÉSE

KUTYÁK VÉGTAJAINAK KÖTÖZÉSE

> ÁPOLÁS, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS KARBANTARTÁS.

A kiterjedt kutatások és tesztek eredményeként fejlesztették ki ezt a rendkívül tartós szimulátort, mely páratlan rugalmasságot és természetes mozgást biztosít. Az optimális teljesítmény érdekében teljesen mozgatható acélvázat alkalmaztak.

Annak érdekében, hogy a termék hűen tükrözze az élő szervezetek felépítését, a VSI egy puha bőrt alkalmazott, szétvárt lábujjakkal, melyet kötözéshez terveztek. A bőr épségének megőrzése érdekében a használat során gondos bánásmódra és felügyeletre van szükség.

Minden végtagra egy gumi szalag került elhelyezésre a mancs felett, amely megkönnyíti a ragasztást, mivel a szilikonbőr közvetlen ragasztása kihívást jelenthet.



> TISZTÍTÁS

A végtagok bőre enyhén ragacsos, mely hajlamos a szennyeződések és egyéb részecskék befogadására. Ezt a problémát úgy kezelhetjük, ha baba hintőport alkalmazunk a végtagokon.

A mindennapos tisztításhoz enyhe, mosószeres vizet használhatunk egy puha kendővel a végtagok kíméletes tisztítására vagy finom dörzsölésére, de azokat nem szabad vízbe meríteni. Fontos elkerülni az erős oldószerekkel vagy szemcsés tisztítószerrel, eszközökkel történő tisztítást, mivel ez károsíthatja az anyagot.

> RÖGZÍTÉS

A mellékelt két 9/16 csavarral minden kutya végtag rögzíthető. Ezek közvetlenül az asztalra szerelhetők vagy egy táblára csavarozhatók, amely aztán az asztalhoz rögzíthető.



MEGJEGYZÉS:

VSI elkötelezett a folyamatos kutatás és fejlesztés iránt, melynek célja a technikák, a tervezési megoldások és az anyaghasználat optimalizálása, ezáltal termékeink minden aspektusát folyamatosan tökéletesítjük. Célunk, hogy kiváló minőségű oktató és interaktív eszközöket hozzunk létre.

Örömmel fogadjuk visszajelzéseit és javaslatait, amelyek a gyártás és végfelhasználóink közötti folyamatos együttműködés szerves részét képezik.

> ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany

Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100

3bscientific.com • info@3bscientific.com