



## **BENDAGGIO DEGLI ARTI CANINI**

# BENDAGGIO DEGLI ARTI CANINI

## > CURA, MANIPOLAZIONE E MANUTENZIONE

Numerosi studi e test hanno contribuito allo sviluppo di un simulatore estremamente resistente, capace di garantire una flessibilità eccezionale e movimenti naturali. È dotato di uno scheletro in acciaio interamente articolato, che ne assicura prestazioni ottimali.

Per realizzare un dispositivo in grado di riprodurre fedelmente le strutture biologiche, VSI ha integrato una pelle morbida con dita divaricate, appositamente studiata per il bendaggio. Ciò richiede una manipolazione accurata e una supervisione durante l'uso per preservarne l'integrità.

Ogni arto presenta una fascia in gomma posizionata sopra, che agevola l'applicazione del nastro, poiché l'adesione diretta del nastro alla pelle in silicone può risultare complessa.



## > PULIZIA

La pelle degli arti presenta una leggera appiccicosità che tende ad attirare sporco e altre particelle. Questo problema può essere risolto applicando del talco per bambini agli arti.

Per la pulizia di routine, si può utilizzare una soluzione di detergente delicato e acqua, impiegando un panno morbido per lavare o strofinare delicatamente gli arti, senza però immergerli in acqua. È importante evitare di pulirli con solventi aggressivi o strumenti abrasivi, poiché ciò potrebbe danneggiare il materiale.

## > MONTAGGIO

Ogni arto canino può essere montato impiegando i due bulloni 9/16 in dotazione. Può essere fissato direttamente a un tavolo oppure a una tavola, che potrà successivamente essere serrata a un tavolo.



### NOTA:

VSI si impegna in una continua attività di ricerca e sviluppo finalizzata al perfezionamento di tecniche, design e materiali, al fine di migliorare ogni aspetto dei nostri prodotti.

Il nostro obiettivo consiste nella realizzazione di strumenti educativi e interattivi di eccellenza.

Accogliamo con favore commenti e suggerimenti, nell'ambito di una collaborazione costante tra il nostro settore manifatturiero e gli utenti finali.

## > INFORMAZIONI DI CONTATTO



**3B Scientific**

A worldwide group of companies

**3B Scientific GmbH**

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany

Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100

3bscientific.com • info@3bscientific.com