



ENFAIXAMENTO DE MEMBROS CANINOS

ENFAIXAMENTO DE MEMBROS CANINOS

> CUIDADOS, MANUSEIO E MANUTENÇÃO

Pesquisas intensas e testes rigorosos foram realizados para desenvolver um simulador altamente durável, que oferece flexibilidade excepcional e movimentos naturais. Ele conta com um esqueleto de aço totalmente articulado para proporcionar um desempenho ideal.

Para alcançar um produto que reproduz fielmente as estruturas biológicas, a VSI incorporou uma pele macia com dedos afastados, especialmente projetada para a aplicação de bandagens. Esse recurso exige um manuseio cuidadoso e supervisão durante o uso, a fim de preservar sua integridade.

Cada membro possui uma faixa de borracha posicionada acima da pata para facilitar a aplicação de fitas, visto que aderir diretamente à pele de silicone pode ser desafiador.



> LIMPEZA

A pele dos membros possui uma leve pegajosidade que tende a atrair sujeira e outras partículas. Esse problema pode ser resolvido aplicando talco para bebês aos membros.

Para a limpeza de rotina, pode-se utilizar uma solução de água com detergente suave, associada a um pano macio para lavar ou esfregar suavemente os membros; contudo, eles não devem ser submersos em água. É importante evitar a limpeza com solventes fortes ou instrumentos abrasivos, pois isso pode danificar o material.

> MONTAGEM

Cada membro canino pode ser fixado com os dois parafusos 9/16 fornecidos. Eles podem ser parafusados diretamente a uma mesa ou a uma tábua, a qual pode, então, ser presa à mesa.



NOTA:

A VSI está comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento contínuo, voltado para o aprimoramento de técnicas, design e materiais, a fim de elevar todos os aspectos dos nossos produtos. Nosso objetivo é desenvolver ferramentas educacionais e interativas de alta qualidade.

Recebemos comentários e sugestões como parte da colaboração contínua entre nossa indústria manufatureira e nossos usuários finais.

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com