



БИНТОВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ СОБАК

БИНТОВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ СОБАК

УХОД, ОБРАЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обширные исследования и испытания легли в основу создания высокопрочного симулятора, обеспечивающего исключительную гибкость и естественность движений. Он оснащён полностью артикулированным стальным скелетом для оптимальной работы.

Чтобы создать продукт, максимально приближённый к биологическим структурам, VSI разработала мягкую оболочку с расщеплёнными пальцами, предназначенными для бинтования. Это требует аккуратного обращения и надзора во время эксплуатации для сохранения её целостности.

Каждая конечность оснащена резиновой лентой, расположенной выше лапы, что облегчает её наклеивание, поскольку непосредственное прикрепление к силиконовой коже может быть затруднено.



ОЧИСТКА

Кожа конечностей имеет слегка липкую текстуру, способствующую прилипанию грязи и других частиц. Проблему можно решить, нанеся детскую присыпку на конечности.

Для ежедневной очистки можно использовать раствор мягкого моющего средства с водой и мягкую ткань для аккуратного промывания или протирания конечностей, однако их не следует погружать в воду. Важно избегать использования сильных растворителей или абразивных средств, так как это может повредить материал.

УСТАНОВКА

Каждую конечность собаки можно установить с помощью двух прилагаемых болтов 9/16.

Их можно либо непосредственно прикрепить к столу, либо закрепить на доске, которую затем можно зафиксировать к столу.



ПРИМЕЧАНИЕ:

VSI занимается постоянными исследованиями и разработками, направленными на совершенствование технологий, дизайна и материалов для улучшения всех аспектов нашей продукции. Наша цель – создание первоклассных образовательных и интерактивных инструментов.

Мы приветствуем обратную связь и предложения, способствующие постоянному сотрудничеству между производственной отраслью и конечными пользователями.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany

Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100

3bscientific.com • info@3bscientific.com