



KÖPEK BANDAJ UZUVLARI

KÖPEK BANDAJ UZUVLARI

> BAKIM, KULLANIM VE KORUMA

Geniş kapsamlı araştırma ve testler sonucunda, olağanüstü esneklik ve doğal hareket sağlayan son derece dayanıklı bir simülatör geliştirilmiştir. Üstün performans için tamamen hareketli çelik iskelet kullanılmıştır.

Biyolojik yapılara yakın bir ürün elde etmek amacıyla, VSI, bandaj uygulamaları için tasarlanmış ve yayılmış parmaklara sahip yumuşak bir deri eklemiştir. Bu ürün, bütünlüğünün korunması için kullanım sırasında özenli muamele ve gözetim gerektirmektedir.

Her bir uzuv, silikon deriye doğrudan bant yapışmasının güç olabileceği göz önüne alınarak, bantajı kolaylaştırmak amacıyla pati üzerinde bir lastik bant içermektedir.



> TEMİZLİK

Uzuv derisi hafif yapışkan bir özelliğe sahip olup, kir ve diğer parçacıkları çekme eğilimindedir. Bu sorun, bebek pudrasının uygulanmasıyla uzuvlara giderilebilir.

Rutin temizlik için, yumuşak bir bez kullanılarak hazırlanan hafif deterjan ve su çözeltisi ile uzuvlar nazıkçe yıkanabilir veya ovalanabilir; ancak, suya daldırılmaları uygun değildir. Güçlü çözücüler veya aşındırıcı aletlerle temizlik yapılmamalıdır, zira bu durum malzemeye zarar verebilir.

> MONTAJ

Her bir köpek uzvu, birlikte verilen iki 9/16 cıvata kullanılarak monte edilebilir.

Uzuvlar, doğrudan bir masaya cıvatalanabileceği gibi, önce bir tahtaya cıvatalandıktan sonra masaya sıkıştırılabilir.



NOT:

VSI, ürünlerimizin tüm yönlerini geliştirmeye yönelik olarak, teknik, tasarım ve malzeme iyileştirmelerini içeren sürekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına kendini adanmıştır. Amacımız, en üst düzey eğitimsel ve etkileşimli araçlar sunmaktır.

Üretim sektörümüz ile son kullanıcılarımız arasında devam eden iş birliği çerçevesinde, geri bildirim ve önerilerinizi memnuniyetle değerlendiriyoruz.

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com