



SIMULADOR DE OVARIOSSALPINGO- HISTERECTOMIA CANINA

SIMULADOR DE OVARIOSSALPINGO-HISTERECTOMIA CANINA

> SUBSTITUIÇÃO DO ÚTERO

Isso é alcançado com maior facilidade ao se observar a fixação do útero antes de sua remoção.

Disponha o novo útero e localize o corno uterino direito, que se apresenta ligeiramente mais longo na direção cranial do que o corno uterino esquerdo. Posicione a montagem do ligamento suspensor direito sobre o poste renal direito e repita o procedimento no lado esquerdo, assegurando que ambos os ligamentos suspensórios fiquem orientados lateralmente. Recoloque ambos os rins em seus respectivos postes, fixando assim os ligamentos suspensórios no lugar. Em cada extremidade da borda dorsomedial do ligamento largo há orifícios de montagem que se posicionam sobre os parafusos de montagem (um na extremidade cranial e dois na caudal) localizados na casca inferior. Os dois orifícios cranianos se acomodam em um único parafuso de montagem, com o ligamento suspensor posicionado ventralmente ao ligamento largo. Insira o pino de montagem elástica na extremidade vaginal do útero. Esse cordão elástico auxilia na extensão necessária para uma melhor externalização do útero durante o procedimento.



Reinstale a porção retal do intestino grosso sobre seu pino de montagem, certificando-se de que esteja situado dorsalmente ao útero e medialmente aos ligamentos largos.

Reposicione suavemente o conjunto do mesentério (intestino grosso, intestino delgado, ceco e mesentério) em sua posição original, dobrando-o de forma semelhante a um acordeão. Coloque a bexiga em posição. Mova suavemente o baço para a posição dorsomedial à medida que a casca superior é abaixada sobre a casca inferior.

> ALMOFADAS MULTICAMADAS PARA TREINAMENTO DE SUTURA EM CÃES

As almofadas de Treinamento para Sutura são compostas por quatro (4) camadas, que simulam a derme, a camada subcutânea, a linha e a fáscia transversal. Essas almofadas para sutura correspondem aos nossos pads multilayer regulares, com a inclusão de mamilos e umbigo.

- As variações na espessura decorrem do processo artesanal, o que confere uma superfície de treinamento/sutura variável.
- Mantenha as almofadas na bolsa quando não estiverem em uso.
- As almofadas contêm óleos de silicone, os quais podem se desprender com o tempo e manchar superfícies porosas. Após serem retirados da bolsa, as almofadas devem ser lavados com sabão e água para eliminar eventuais resíduos oleosos, se necessário. O resíduo de óleo de silicone pode ser removido das superfícies com uma mistura de detergente à base de fosfato e água.
- Evite o contato com a pele, olhos e superfícies porosas.

> REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ALMOFADA DE SUTURA MULTICAMADAS

Puxe suavemente a almofada de sutura utilizada dos oito (8) pinos de fixação dispostos ao redor do perímetro da abertura abdominal na carcaça superior. Posicione delicadamente a nova almofada de sutura sobre os pinos na carcaça superior.



SIMULADOR DE OVARIOSSALPINGO-HISTERECTOMIA CANINA

> REPLACEMENT PARTS

Casco Base de Plástico Canino	1025631
Bexiga Canina	1025628
Trato Gastrointestinal Canino	1025629
Rim Canino (Conjunto com 2)	1025630
Almofada para Sutura Multicamadas Canina	1025668
Baço Canino	1025632
Útero Canino	1025633

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com