



HÖHENVERSTELLBARER ROLLSTÄNDER

HÖHENVERSTELLBARER ROLLSTÄNDER

➤ HANDHABUNG

Der speziell entwickelte Ständer ist höhenverstellbar, erlaubt die Neigung des Kopfteils nach vorne und hinten und kann um 90 Grad zur Seite gedreht werden.

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um den Ständer zusammenzubauen:

Vorbereitung der Basis:

- Stellen Sie die Basis auf eine ebene, stabile Oberfläche, wobei die Seite mit den Rädern nach unten zeigt.
- Entfernen Sie die obere Schraube und Flügelmutter, um die Öffnung in der Basis freizulegen, an der der Turm befestigt wird. Achten Sie darauf, dass die untere Schraube und Flügelmutter fest an ihrem Platz verbleiben, da der Turm darauf aufliegt.

Befestigung der Standsäule:

- Führen Sie die Standsäule in das zentrale Metalloch der Basis ein, sodass er auf der unteren Schraube aufliegt.
- Verwenden Sie die zweite Schraube, um die Standsäule sicher an der Basis zu befestigen, indem Sie sie durch die vorgesehenen Löcher führen.

Montage des Griffs:

- Entfernen Sie, da der Turm bereits an seinem Platz ist, die Schraube und Flügelmutter vom Griff.
- Schieben Sie den Griff über das einzige quadratische Loch im Griff auf die Spitze der Säule.

Einstellen der Griffhöhe:

- Senken Sie den Griff auf die gewünschte Höhe ab und sichern Sie ihn mit der zuvor entfernten Schraube und Flügelmutter an Ort und Stelle.
- Um die Griffhöhe zu verändern oder das Modell zu neigen, entfernen Sie einfach Schraube und Flügelmutter, nehmen die notwendigen Anpassungen vor und befestigen beides in der gewünschten Position erneut.

Abschließende Überprüfungen:

- Bevor Sie Ihr Modell auf den Ständer stellen, stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen, die Räder arretiert und der Ständeradapter am Modell befestigt ist.

Um die Neigung des Kopfteils einzustellen, verwenden Sie die einzelne Schraube und Flügelmutter, um den Kopf in der gewünschten Höheneinstellung zu fixieren. Das Kopfteil verfügt über einen quadratischen Halter, der in ein entsprechendes Rohr der Verstellvorrichtung passt. Sobald dieser korrekt positioniert ist, können Sie die Neigung über die Handkurbel einstellen. Zum Drehen des Kopfteils um 90 Grad nach rechts entfernen Sie den Sperrstift und drehen das Kopfteil vorsichtig.

Bei Gebrauch sollten die vorderen und hinteren Feststeller der Räder aktiviert (nach unten gedrückt) sein, um ein Verrutschen des Ständers zu verhindern.

Alle Komponenten des Ständers sind entweder lackiert, pulverbeschichtet, verzinkt, verchromt oder aus Kunststoff gefertigt und feuchtigkeitsbeständig. Der Ständer sollte jedoch stets im Innenbereich gelagert und trocken gehalten werden, um unnötige Korrosion zu vermeiden.

Für zusätzlichen Komfort und Kompatibilität gibt es eine neue Befestigungsart für unsere Modelle zur Venenpunktion am Pferdehals (1025599). Um eine nahtlose Integration mit dem höhenverstellbaren Rollständer zu gewährleisten, schieben Sie den mitgelieferten Adapter in die Kurbelhalterung. Sobald dieser sicher an Ort und Stelle ist, schieben Sie den Pferdenacken auf den Adapter, und Ihr Modell ist sofort einsatzbereit.

Sollten während dieses Prozesses Schwierigkeiten auftreten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei eventuellen Problemen zu unterstützen und eine reibungslose sowie erfolgreiche Erfahrung zu gewährleisten.

➤ KONTAKTINFORMATIONEN



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com