



SOPORTE MÓVIL AJUSTABLE

SOPORTE MÓVIL AJUSTABLE

> MANIPULACIÓN

El soporte dedicado es ajustable en altura, en el ángulo de la cabeza (hacia adelante y hacia atrás) y puede girarse 90 grados hacia un costado.

Siga los pasos que se indican a continuación para ensamblar el soporte:

Prepare la Base:

- Coloque la base sobre una superficie plana y resistente, con la parte de la rueda hacia abajo.
- Retire el perno superior y la tuerca mariposa para revelar la abertura en la base por la que se acoplará la torre. Verifique que el perno inferior y la tuerca mariposa permanezcan bien sujetos, ya que la torre descansará sobre ellos.

Acople la Torre del Soporte:

- Inserte la torre del soporte en el orificio metálico central de la base, permitiendo que descansa sobre el perno inferior.
- Utilice el segundo perno para fijar de forma segura la torre del soporte a la base, pasándolo por los orificios designados.

Instalación del Mango:

- Una vez colocada la torre, retire el perno y la tuerca mariposa del mango.
- Deslice el mango sobre la parte superior de la torre, introduciéndolo a través del único orificio cuadrado del mango.

Ajuste de la Altura del Mango:

- Baje el mango hasta la altura deseada y fíjelo en su posición utilizando el perno y la tuerca mariposa retirados.
- Para ajustar la altura del mango o inclinar el modelo, retire la tuerca mariposa y el perno, realice los ajustes necesarios y asegúrelos en la posición deseada.

Revisiones Finales:

- Antes de colocar su modelo en el soporte, asegúrese de que todos los pernos estén bien apretados, de que las ruedas se encuentren bloqueadas y de que el adaptador del soporte esté acoplado al modelo.

Para ajustar la inclinación de la cabeza del modelo, utilice el perno único y la tuerca mariposa para fijarla en la altura deseada. La cabeza posee un soporte cuadrado que se encaja en un tubo correspondiente del conjunto de ajuste. Una vez en posición, podrá regular la inclinación con la manivela. Para girar la cabeza 90 grados hacia la derecha, retire el pasador de bloqueo y gírela con cuidado.

Durante su uso, se deben activar los bloqueos de las ruedas delanteras y traseras (presionándolas hacia abajo) para evitar el movimiento del soporte.

Todos los componentes del soporte están pintados, tienen recubrimiento en polvo, están galvanizados, plateados o fabricados en plástico, y son resistentes a la humedad. Sin embargo, el soporte siempre debe almacenarse en interiores y mantenerse seco para evitar corrosión innecesaria.

Para mayor comodidad y compatibilidad, se ha desarrollado un nuevo accesorio para nuestros Modelos de Venopunción en Cuello Equino (1025599). Para asegurar una integración perfecta con el soporte rodante ajustable, deslice el adaptador provisto en el montaje de la manivela. Una vez asegurado, deslice el cuello del caballo sobre el adaptador y su modelo estará listo para su uso inmediato.

Si experimenta algún inconveniente durante este proceso, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo está a su disposición para asistirle y resolver cualquier eventualidad, garantizando una experiencia fluida y exitosa.

> INFORMATIONS DE CONTACTO



3B Scientific
A worldwide group of companies

España 3B Scientific, S.L.
C/ Ronda Narciso Monturiol 3
Edif. ABM, Torre A, Despacho 8
46980 Paterna (Valencia) • España
Tel.: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07
3bscientific.es • e3bs@3bscientific.com