



SUPPORT ROULANT RÉGLABLE

SUPPORT ROULANT RÉGLABLE

> MANIPULATION

Le support dédié est réglable en hauteur, en inclinaison de la tête (avant et arrière) et peut pivoter de 90° sur le côté.

Suivez les étapes ci-dessous pour assembler le support :

Préparez la Base :

- Commencez par poser la base sur une surface plane et robuste, le côté des roues étant orienté vers le bas.
- Retirez le boulon supérieur et l'écrou papillon afin de révéler l'ouverture dans la base où sera fixée la tour. Veillez à ce que le boulon inférieur et l'écrou papillon restent solidement en place, car la tour reposera dessus.

Fixez la Tour du Support :

- Insérez la tour dans le trou métallique central de la base, en la laissant reposer sur le boulon inférieur.
- Utilisez le second boulon pour fixer fermement la tour à la base en le faisant passer par les orifices prévus à cet effet.

Installation de la Poignée :

- Une fois la tour en place, retirez le boulon et l'écrou papillon de la poignée.
- Faites glisser la poignée sur le sommet de la tour en la faisant passer par le unique trou carré réservé à cet usage.

Régalez la Hauteur de la Poignée :

- Abaissez la poignée à la hauteur souhaitée et verrouillez-la à l'aide du boulon et de l'écrou papillon précédemment retirés.
- Pour ajuster la hauteur de la poignée ou l'inclinaison du modèle, il suffit de retirer l'écrou papillon et le boulon, d'effectuer les réglages nécessaires, puis de les resserrer aux positions désirées.

Vérifications Finales :

- Avant de placer votre modèle sur le support, assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés, que les verrous des roues sont enclenchés et que l'adaptateur du support a été fixé au modèle.

Pour ajuster l'inclinaison de la tête du modèle, utilisez le boulon unique et l'écrou papillon pour la verrouiller à la hauteur désirée. La tête est équipée d'une équerre carrée qui s'insère dans un tube correspondant sur l'ensemble de réglage. Une fois en place, vous pouvez ajuster l'inclinaison à l'aide de la manivelle. Pour faire pivoter la tête de 90° vers la droite, retirez la goupille de verrouillage et faites-la pivoter avec précaution.

Lors de l'utilisation, les verrous des roues avant et arrière doivent être enclenchés (en appuyant vers le bas) afin d'empêcher tout mouvement du support.

Tous les composants du support sont soit peints, revêtus d'un enduit en poudre, galvanisés, plaqués ou fabriqués en plastique, et ils résistent à l'humidité. Toutefois, le support doit être conservé à l'intérieur et maintenu au sec pour éviter toute corrosion inutile.

Pour plus de commodité et de compatibilité, un nouveau dispositif de fixation est proposé pour nos modèles de ponctions veineuses du cou équin (1025599). Pour assurer une intégration parfaite avec le support roulant réglable, faites simplement glisser l'adaptateur fourni dans le support de la manivelle. Une fois solidement en place, glissez le cou du cheval sur l'adaptateur, et votre modèle sera immédiatement opérationnel.

Si vous rencontrez des difficultés lors de ce processus, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider et résoudre tout problème éventuel, garantissant ainsi une expérience fluide et réussie.

> INFORMATIONS DE CONTACT



3B Scientific
A worldwide group of companies

France 3B Scientific S.A.R.L.
8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3
68870 Bartenheim • France
Tel. : 03.89.70.75.20 (International : +33 3 89 70 75 20)
Fax : 03.89.70.75.21 (International : +33 3 89 70 75 21)
3bscientific.fr • commande@3bscientific.com