



ÁLLÍTHATÓ GÖRDÜLŐ ÁLLVÁNY

ÁLLÍTHATÓ GÖRDÜLŐ ÁLLVÁNY

> KEZELÉS

Az állvány magassága, valamint a fej előre- és hátradőlése állítható, továbbá 90 fokkal elforgatható egyik oldalra.

Kövesse az alábbi lépéseket az állvány összeszereléséhez:

Az alap előkészítése:

- Helyezze az alapot egy sík, stabil felületre úgy, hogy a kerekei lefelé nézzenek.
- Távolítsa el a felső csavart és a karika anyát, hogy hozzáférjen az alapan található nyíláshoz, ahová az oszlop kerül. Ügyeljen arra, hogy az alsó csavar és karika anya a helyén maradjon, mivel az oszlop ezekre fog támaszkodni.

Az állványoszlop rögzítése:

- Illessze be az állványoszlopot az alap központi fém lyukába, hagyva, hogy az alsó csavarra támaszkodjon.
- A második csavar segítségével rögzítse az oszlopot az alappal úgy, hogy azt áthajtva vezeti a kijelölt lyukakon.

A markolat felszerelése:

- Miután az oszlop a helyére került, távolítsa el a markolatról a csavart és a karika anyát.
- Csúsztassa rá a markolatot az oszloptetejére a markolaton található négyzetes lyukon keresztül.

A markolat magasságának beállítása:

- Engedje le a markolatot a kívánt magasságra, majd a korábban eltávolított csavar és karika anya segítségével rögzítse.
- Amennyiben módosítani kívánja a markolat magasságát vagy a modell dőlését, egyszerűen távolítsa el a csavart és a karika anyát, végezze el a szükséges beállításokat, majd rögzítse őket a kívánt pozícióban.

Végso ellenőrzések:

- Mielőtt a modellt az állványra helyezné, ellenőrizze, hogy minden csavar szorosan meg van húzva, a kerekek zárolva lettek, valamint az állvány adaptere biztonságosan csatlakoztatva van a modellhez.

A modell fejének dőlésszögét az alábbi módon állíthatja be: használja az egyetlen csavart és karika anyát a fej kívánt magasságban történő rögzítéséhez. A fej egy négyzetes tartóval rendelkezik, amely pontosan illeszkedik a beállító szerkezet megfelelő csővébe. Miután a tartó a helyére került, a kézi csiga segítségével finoman beállítható a dőlés. Amennyiben a fejet 90 fokkal jobbra kívánja elforgatni, távolítsa el a záró tűt, majd óvatosan forgassa el.

Használat közben gondoskodjon arról, hogy az első és hátsó kerékszár be legyen kapcsolva (lefele nyomva), így az állvány nem mozdul el.

Az állvány összes alkatrésze festett, porfestékkel bevont, galvanizált, lemezelt vagy műanyag, és ellenáll a nedvességnek. Mindazonáltal az állványt mindig beltéren, száraz körülmények között tárolja a felesleges korrózió elkerülése érdekében.

A nagyobb kényelem és kompatibilitás érdekében új rögzítési stílus érhető el az Ló nyak vénapunkciós modell (1025599) számára. Az állítható gurulós állvánnyal való zökkenőmentes integráció érdekében egyszerűen húzza be a mellékelt adaptert a csigaszerkezetbe. Miután az adapter biztonságosan rögzítve van, csúsztassa rá a ló nyakát, így a modell azonnal használatra kész lesz.

Amennyiben a folyamat során bármilyen problémába ütközik, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! Csatatunk készséggel áll rendelkezésére, hogy segítsen és megoldja az esetleges fennakadásokat, biztosítva ezzel a zökkenőmentes és sikeres használatot.

> ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific Europe Kft.
Kozma u. 9/B • H-1108 Budapest • Hungary
Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93
3bscientific.hu • eu3bs@3bscientific.com