



SUPPORTO A RUOTE REGOLABILE

SUPPORTO A RUOTE REGOLABILE

> MANIPOLAZIONE

Il supporto dedicato è regolabile in altezza, nell'angolazione della testa (in avanti e indietro) e può essere ruotato di 90 gradi su un lato.

Seguire i passaggi riportati di seguito per assemblare il supporto:

Preparare la Base:

- Iniziare posizionando la base su una superficie piana e stabile, con il lato delle ruote rivolto verso il basso.
- Rimuovere il bullone superiore e la ghiera ad ali per rivelare l'apertura nella base in cui verrà fissata la torre. Assicurarsi che il bullone inferiore e la ghiera ad ali rimangano saldamente in posizione, poiché la torre vi appoggerà.

Fissaggio della Torre del Supporto:

- Inserire la torre del supporto nel foro centrale in metallo della base, facendola poggiare sul bullone inferiore.
- Utilizzare il secondo bullone per fissare saldamente la torre alla base, facendolo passare attraverso i fori designati.

Installazione del Manico:

- Ora che la torre è in posizione, rimuovere il bullone e la ghiera ad ali dal manico.
- Far scorrere il manico sulla sommità della torre attraverso il foro quadrato presente sul manico.

Regolazione dell'Altezza del Manico:

- Abbassare il manico all'altezza desiderata e bloccarlo utilizzando il bullone e la ghiera ad ali rimossi in precedenza.
- Per regolare l'altezza del manico o l'inclinazione del modello, rimuovere semplicemente la ghiera ad ali e il bullone, effettuare le regolazioni necessarie e poi riposizionarli nelle posizioni desiderate.

Verifiche Finali:

- Prima di posizionare il vostro modello sul supporto, verificare che tutti i bulloni siano ben fissati, che le ruote siano bloccate e che l'adattatore del supporto sia stato collegato al modello.

Per regolare l'inclinazione della testa del modello, utilizzare il bullone singolo e la ghiera ad ali per bloccare la testa all'altezza desiderata. La testa è dotata di una staffa quadrata che si incastra in un tubo corrispondente sull'insieme di regolazione. Una volta posizionata, è possibile regolare l'inclinazione utilizzando la manovella. Per ruotare la testa di 90 gradi verso destra, rimuovere il perno di bloccaggio e ruotarla con attenzione.

Durante l'uso, i blocchi delle ruote anteriore e posteriore devono essere attivati (premuti verso il basso) per impedire il movimento del supporto.

Tutti i componenti del supporto sono verniciati, trattati con polvere, zincati, placcati o realizzati in plastica e sono resistenti all'umidità. Tuttavia, il supporto deve essere sempre conservato al chiuso e tenuto in un ambiente asciutto per evitare corrosioni non necessarie.

Per una maggiore comodità e compatibilità, è stato introdotto un nuovo sistema di attacco per i nostri Modelli di Venipuntura al Collo Equino (1025599). Per garantire un'integrazione perfetta con il supporto a rotelle regolabile, basta far scorrere l'adattatore fornito sul supporto della manovella. Una volta saldamente posizionato, far scorrere il collo del cavallo sull'adattatore e il modello sarà pronto per l'uso immediato.

Qualora si riscontrassero difficoltà durante questa procedura, non esitate a contattarci. Il nostro team è a disposizione per assistervi e risolvere eventuali problemi, garantendovi un'esperienza fluida e soddisfacente.

> INFORMAZIONI DI CONTATTO



3B Scientific
A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.
Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (47) 3464-1818
3bscientific.com.br • vendas@3bscientific.com