



SUORTE AJUSTÁVEL COM RODAS

SUPORTE AJUSTÁVEL COM RODAS

> MANUSEIO

O suporte dedicado é ajustável em altura, ângulo da cabeça (para frente e para trás) e pode ser rotacionado 90 graus para um dos lados.

Siga os passos abaixo para montar o suporte:

Prepare a Base:

- Comece posicionando a base sobre uma superfície plana e firme, com o lado das rodas voltado para baixo.
- Remova o parafuso superior e a porca de orelha para revelar a abertura na base onde a torre será fixada. Certifique-se de que o parafuso inferior e a porca de orelha permaneçam firmemente no lugar, pois a torre ficará apoiada sobre eles.

Anexe a Torre do Suporte:

- Insira a torre do suporte no orifício metálico central da base, permitindo que ela se apoie sobre o parafuso inferior.
- Utilize o segundo parafuso para fixar a torre do suporte à base de forma segura, passando-o pelos orifícios designados.

Instalação do Cabo:

- Agora que a torre está posicionada, remova o parafuso e a porca de orelha do cabo.
- Deslize o cabo até o topo da torre através do orifício quadrado único presente no cabo.

Ajuste a Altura do Cabo:

- Abaixe o cabo até a altura desejada e fixe-o utilizando o parafuso e a porca de orelha removidos.
- Para ajustar a altura do cabo ou inclinar o modelo, basta remover o parafuso e a porca de orelha, realizar os ajustes necessários e, em seguida, fixá-los novamente na posição desejada.

Verificações Finais:

- Antes de colocar seu modelo no suporte, certifique-se de que todos os parafusos estejam bem apertados, as travas das rodas estejam engatadas e o adaptador do suporte tenha sido fixado ao modelo.

Para ajustar a inclinação da cabeça do modelo, utilize o parafuso único e a porca de orelha para travá-la na altura desejada. A cabeça possui uma braçadeira quadrada que se encaixa em um tubo correspondente no conjunto de ajuste. Uma vez posicionada, você pode ajustar a inclinação utilizando a manivela. Para girar a cabeça 90 graus para a direita, remova o pino de travamento e gire a cabeça cuidadosamente.

Durante o uso, as travas das rodas dianteira e traseira devem estar engatadas (pressionadas para baixo) para evitar o movimento do suporte.

Todos os componentes do suporte são pintados, revestidos com pó, galvanizados, cromados ou fabricados em plástico e são resistentes à umidade. Entretanto, o suporte deve ser sempre armazenado em ambiente interno e mantido seco para evitar corrosão desnecessária.

Para maior conveniência e compatibilidade, há um novo modelo de acessório para os nossos Modelos de Punção Venosa em Pescoço Equino (1025599). Para garantir a perfeita integração com o suporte móvel ajustável, basta deslizar o adaptador fornecido na montagem da manivela. Uma vez fixado, deslize o pescoço do cavalo sobre o adaptador, e seu modelo estará pronto para uso imediato.

Caso encontre qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em entrar em contato conosco. Nossa equipe está pronta para auxiliá-lo e solucionar quaisquer problemas, garantindo uma experiência tranquila e bem-sucedida.

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific
A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.
Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (47) 3464-1818
3bscientific.com • vendas@3bscientific.com