



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД

РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД

► ОБРАЩЕНИЕ

Специальная подставка регулируется по высоте, углу наклона головы (вперёд и назад) и может быть повернута на 90° в одну сторону.

Следуйте приведённым ниже шагам для сборки подставки:

Подготовка базы:

- Разместите базу на ровной, прочной поверхности так, чтобы сторона с колёсами была направлена вниз.
- Снимите верхний болт и крыльчатую гайку, чтобы открыть отверстие в базе для крепления башни. Убедитесь, что нижний болт и крыльчатая гайка надёжно закреплены, ведь именно на них будет опираться башня.

Установка башни подставки:

- Вставьте башню подставки в центральное металлическое отверстие базы, позволяя ей опереться на нижний болт.
- Используйте второй болт для надёжного закрепления башни к базе, продев его через предусмотренные отверстия.

Установка рукоятки:

- После установки башни снимите болт и крыльчатую гайку с рукоятки.
- Просуньте рукоятку на верхнюю часть башни через единственное квадратное отверстие.

Регулировка высоты рукоятки:

- Опустите рукоятку до желаемой высоты и зафиксируйте её, используя снятые болт и крыльчатую гайку.
- Чтобы изменить высоту рукоятки или наклон модели, достаточно снять болт и крыльчатую гайку, внести необходимые корректировки, а затем зафиксировать их в новом положении.

Финальная проверка:

- Перед установкой модели на подставку убедитесь, что все болты надёжно затянуты, колёса заблокированы, а адаптер подставки корректно присоединён к модели.

Для регулировки наклона головы модели используйте одиночный болт и крыльчатую гайку, чтобы зафиксировать голову на выбранной высоте. Голова оснащена квадратным кронштейном, который вставляется в соответствующую трубу регулятора. После установки можно отрегулировать наклон с помощью ручного кривошипа. Чтобы повернуть голову на 90° вправо, снимите фиксирующий штифт и аккуратно поверните голову.

При использовании подставки обязательно активируйте блокировку передних и задних колёс (нажимая вниз), чтобы предотвратить её перемещение.

Все элементы подставки окрашены, имеют порошковое покрытие, оцинкованы, покрыты металлом или изготовлены из пластика и устойчивы к воздействию влаги. Однако подставку всегда следует хранить в помещении и в сухом состоянии, чтобы предотвратить излишнюю коррозию.

Для повышения удобства и совместимости предусмотрен новый способ крепления для моделей венепункции шеи лошади (1025599). Чтобы обеспечить плавную интеграцию с регулируемой подвижной подставкой, просто вставьте прилагаемый адаптер в крепление для кривошипа. После его надёжного закрепления просуньте шею лошади на адаптер, и ваша модель будет готова к немедленному использованию.

Если у вас возникнут трудности в процессе сборки, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша команда готова помочь и устранить любые проблемы, обеспечив плавное и успешное использование.

► КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com