



AYARLANABİLİR TEKERLEKLİ DESTEK

AYARLANABİLİR TEKERLEKLİ DESTEK

> KULLANIM

Bu özel stand, yükseklik ve kafa açısı (öne ve arkaya) ayarlanabilir olup, 90 derece yan tarafa döndürülebilir.

Standı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Temeli Hazırlama:

• İlk olarak, tekerlek tarafı aşağı bakacak şekilde temeli düz, sağlam bir yüzeye yerleştirin.

• Kule monte edilecek açıklığı ortaya çıkarmak için üst civata ve kanat somununu çıkarın. Kule, alt civata ve kanat somununa dayanacağından bunların yerinde sağlam kalmasına dikkat edin.

Stand Kulesini Takma:

• Stand kulesini, temeldeki merkezi metal deliğe yerleştirip alt civata üzerine oturtun.

• Belirlenmiş deliklerden geçirilen ikinci civatayı kullanarak stand kulesini temele güvenli bir şekilde sabitleyin.

Kulp Montajı:

• Kule yerleştirildikten sonra, kulptaki civata ve kanat somununu çıkarın.

• Kulpu, üzerindeki tek kare delikten geçirerek kule üstüne kaydırın.

Kulp Yüksekliğini Ayarlama:

• Kulpu tercih ettiğiniz yüksekliğe indirin ve çıkarılan civata ile kanat somununu kullanarak kilitleyin.

• Kulp yüksekliğini veya modelin eğimini ayarlamak için, sadece kanat somunu ve civatayı çıkarıp gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra bunları istenilen konumlarına sabitleyin.

Son Kontroller:

• Modeli standı yerleştirmeden önce, tüm civataların sıkıca sabitlendiğinden, tekerlek kilitlerinin devreye alındığından ve stand adaptörünün modele takıldığından emin olun.

Modelin kafasının eğimini ayarlamak için, tek civata ve kanat somunu ile kafayı tercih ettiğiniz yüksekliğe kilitleyin. Kafada, ayar montajındaki karşılık gelen tüpe uyan kare bir braket bulunmaktadır. Sabitlendikten sonra, eldeki krank ile eğimi ayarlayabilirsiniz. Kafayı sağa 90 derece döndürmek için kilit pimini çıkarıp dikkatlice çevirin.

Kullanım sırasında, standın hareketini önlemek için ön ve arka tekerlek kilitleri (aşağı doğru bastırılarak) devreye alınmalıdır.

Standın tüm bileşenleri boyalı, toz boya kaplamalı, galvaniz, kaplı veya plastikten üretilmiş olup neme karşı dayanıklıdır. Ancak gereksiz korozyonu önlemek amacıyla stand daima kapalı alanlarda ve kuru tutulmalıdır.

Daha fazla kullanım kolaylığı ve uyumluluk sağlamak amacıyla, At Boynu Venipunktur Modelleri (1025599) için yeni bir bağlantı stili geliştirilmiştir. Ayarlanabilir tekerlekli stand ile kesintisiz entegrasyon sağlamak için, verilen adaptörü krank montajına kaydırın. Sıkıca yerine oturduktan sonra, at boynunu adaptöre yerleştirin ve modeliniz hemen kullanıma hazır hale gelecektir.

Bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ekibimiz, yaşanabilecek sorunları çözmeye yardımcı olarak sorunsuz ve başarılı bir deneyim yaşamanızı sağlamak için buradadır.

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific TR

Oruçreis Mah. Tekstilcent Cad. 10-Y Blok Daire 105
34235 Tekstilcent (B13 Blok- No: 36)
Esenler • İstanbul • Türkiye
Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801
3bscientific.com.tr • info.tr@3bscientific.com