



COUSSINS D'ENTRAÎNEMENT POUR SUTURES

COUSSINS D'ENTRAÎNEMENT POUR SUTURES

➤ MODÈLES DE BLOCS DE SUTURE DISPONIBLES

Coussins d'entraînement pour sutures multicouches	1025669
Coussins d'entraînement pour sutures sur organes creux	1025667
Coussins d'entraînement pour sutures multicouches canins	1025668



➤ PADS DE FORMATION À LA SUTURE MULTICOUCHES

Les coussinets d'entraînement à la suture multicouches se composent de quatre (4) couches destinées à représenter le derme, la couche sous-cutanée, la linea et le fascia transverse.

Les irrégularités d'épaisseur issues du processus artisanal offrent une diversité de surfaces pour l'apprentissage et la pratique de la suture.

➤ COUSSINS DE SUTURE POUR ORGANES CREUX

Ces pads se composent d'une couche unique destinée à représenter un organe creux.

Les irrégularités d'épaisseur, issues du processus de fabrication artisanale, offrent une variation de la surface d'entraînement/suture.

➤ COUSSINS DE SUTURES

Les coussinets d'entraînement à la suture multi-couches pour chiens se composent de quatre (4) couches, représentant respectivement le derme, la couche sous-cutanée, la linea et le fascia transverse.

Ce modèle comporte également des mamelons et un nombril, servant de repères sur le simulateur de stérilisation canine VSI.

Les variations d'épaisseur, résultant du processus artisanal, apportent une diversité à la surface d'entraînement/suture.



REMARQUE :

- Les coussinets contiennent des huiles de silicone susceptibles de se libérer au fil du temps et de tacher les surfaces poreuses. Une fois retirés du sac, ils doivent être lavés à l'eau savonneuse afin d'éliminer, le cas échéant, les résidus huileux. Les traces d'huile de silicone peuvent être éliminées des surfaces à l'aide d'un détergent à base de phosphate dilué dans de l'eau.
- Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les surfaces poreuses.
- Conserver les coussinets dans le sac lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

➤ BASE D'ENTRAÎNEMENT POUR COUSSINET DE SUTURE

La base (1025666) est fournie avec deux inserts en mousse. L'insert en mousse rigide est destiné à être utilisé avec le pad de suture multicouche. L'insert en mousse périphérique est conçu pour être utilisé avec le pad de suture pour organes creux et peut être rangé à l'intérieur de la base lorsqu'il n'est pas utilisé.

Les ventouses situées au bas de la base adhèrent de manière optimale à une surface de travail lisse.

L'unité de base et les inserts en mousse doivent être nettoyés à l'eau et au savon. Les produits chimiques agressifs ou les solvants endommageront le plastique et/ou la mousse.

Installez les pads d'entraînement à la suture en enfilant les trous des pads sur les broches de la base.

COUSSINS D'ENTRAÎNEMENT POUR SUTURES

> COORDONNÉES



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com