



PANNELLI PER L'ADDESTRAMENTO ALLA SUTURA

MANUALE UTENTE

1025667, 1025669, 1025668

PANNELLI PER L'ADDESTRAMENTO ALLA SUTURA

► MODELLI DI SUTURE PAD DISPONIBILI

Pad formativi per la sutura multistrato	1025669
Pad formativi per la sutura degli organi cavi	1025667
Pad formativi per la sutura multistrato, specifici per cani	1025668



► PAD PER L'ADDESTRAMENTO ALLE SUTURE A PIÙ STRATI

I pad per la formazione alla sutura a più strati sono composti da quattro (4) strati, progettati per rappresentare il derma, lo strato sottocutaneo, la linea e la fascia trasversale.

Le variazioni di spessore, derivanti dal processo artigianale, conferiscono una diversificazione alla superficie destinata alla formazione e alla sutura.

► TAVOLETTE PER LA SUTURA DEGLI ORGANI CAVI

Questi pad sono realizzati in un unico (1) strato, studiato per simulare un organo cavo.

Le variazioni di spessore, derivanti dal processo artigianale, offrono una superficie diversificata ideale per la formazione e la sutura.

► PAD PER SUTURE CANINI

I Supporti per la Pratica delle Suture Multistrato per Cani sono composti da quattro (4) strati, ciascuno pensato per rappresentare il derma, il tessuto sottocutaneo, la linea e la fascia trasversale. Questo modello include inoltre capezzoli e ombelico, utilizzati come punti di riferimento sul Simulator per sterilizzazione canina VSI.

Le variazioni di spessore, derivanti dal processo artigianale, garantiscono una diversificazione della superficie destinata alla pratica delle suture.



NOTA:

- I pads contengono oli di silicone che, col tempo, possono fuoriuscire e macchiare superfici porose. Una volta estratti dalla busta, i pads devono essere lavati con sapone e acqua per eliminare il residuo oleoso, se necessario. I residui di olio di silicone possono essere rimossi dalle superfici mediante una miscela di detergente a base di fosfati e acqua.
- Evitare il contatto con pelle, occhi e superfici porose.
- Conservare i pads nella busta quando non sono in uso.

► BASE PER L'ADDESTRAMENTO ALLA SUTURA

La base (1025666) è fornita con due inserti in schiuma. L'inserto in schiuma solida è destinato all'uso con il pad per suture multistrato. L'inserto in schiuma perimetrale è previsto per l'uso con il pad per suture sugli organi cavi e può essere riposto all'interno della base quando non è in uso.

Le ventose presenti sul fondo della base garantiranno un'aderenza ottimale su superfici di lavoro lisce.

L'unità base e gli inserti in schiuma devono essere puliti con acqua e sapone. L'uso di sostanze chimiche aggressive o di solventi potrebbe danneggiare la plastica e/o la schiuma.

Installare i pad per l'addestramento alla sutura facendo passare i fori presenti nei pad sui perni della base.

PANNELLI PER L'ADDESTRAMENTO ALLA SUTURA

► INFORMAZIONI DI CONTATTO



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com