



ALMOFADAS PARA TREINAMENTO DE SUTURA

MANUAL DO USUÁRIO

1025667, 1025669, 1025668

ALMOFADAS PARA TREINAMENTO DE SUTURA

> ESTILOS DE BLOCOS DE SUTURA DISPONÍVEIS

Almofadas para Treinamento em Sutura Multicamadas	1025669
Almofadas para Treinamento em Sutura para Órgãos Ocos	1025667
Almofadas para Treinamento em Sutura Multicamadas para Caninos	1025668



> ALMOFADAS MULTICAMADAS PARA TREINAMENTO DE SUTURA

As Almofadas de Treinamento de Sutura Multicamadas são compostas por quatro (4) camadas, destinadas a representar a derme, a camada subcutânea, a linha alba e a fásia transversa. Inconsistências na espessura decorrem do processo manual de fabricação, proporcionando variações na superfície de treinamento/sutura.

> ALMOFADAS PARA SUTURA DE ÓRGÃOS OCOS

Estas almofadas são compostas por uma única (1) camada, destinada a representar um órgão oco. As variações na espessura, decorrentes do processo artesanal, proporcionam uma superfície de treinamento/sutura diferenciada.

> ALMOFADAS DE SUTURA PARA CANINOS

Os Pads Multi-Camadas para Treinamento de Sutura Canina são compostos por quatro (4) camadas, que representam a derme, a camada subcutânea, a linha e a fásia transversal. Este modelo também apresenta mamilos e umbigo, utilizados como pontos de referência no Simulador de Esterilização Canina VSI. Variações na espessura decorrem do processo artesanal, oferecendo variações realistas para prática de sutura.



NOTA:

- As almofadas contêm óleos de silicone que podem se desprender com o tempo e manchar superfícies porosas. Após serem retiradas da bolsa, as almofadas devem ser lavadas com água e sabão para remover eventuais resíduos oleosos, quando necessário. O resíduo do óleo de silicone pode ser eliminado de superfícies com uma mistura de detergente à base de fosfato e água.
- Evite o contato com a pele, os olhos e com superfícies porosas.
- Mantenha as almofadas na bolsa quando não estiverem em uso.

> BASE DE TREINAMENTO PARA SUTURA

A base (1025666) é fornecida com dois insertos de espuma. O inserto de espuma sólido é destinado ao uso com o bloco de sutura multicamada. O inserto de espuma perimetral é destinado ao uso com o bloco de sutura para órgãos ocos e pode ser armazenado dentro da base quando não estiver em uso.

As ventosas na parte inferior da base aderem de maneira mais eficaz a superfícies de trabalho lisas.

A unidade base e os insertos de espuma devem ser limpos com água e sabão. Produtos químicos agressivos ou solventes podem danificar o plástico e/ou a espuma.

Instale os blocos de treinamento de sutura encaixando os orifícios dos blocos sobre os pinos na base.

ALMOFADAS PARA TREINAMENTO DE SUTURA

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.
Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (47) 3464-1818
3bscientific.com • vendas@3bscientific.com