



ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA

ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA

> ESTILOS DE SUTURE PAD DISPONIBLES

Almohadillas de Entrenamiento para Sutura de Múltiples Capas	1025669
Almohadillas de Entrenamiento para Sutura en Órganos Huecos	1025667
Almohadillas de Entrenamiento para Sutura de Múltiples Capas Caninas	1025668



> ALMOHADILLAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE SUTURAS DE MÚLTIPLES CAPAS

Las almohadillas para el entrenamiento de sutura en múltiples capas constan de cuatro (4) capas, diseñadas para representar la dermis, la capa subcutánea, la línea y la fascia transversa. Las variaciones en el grosor, derivadas del proceso de elaboración artesanal, proporcionan diversidad en la superficie de entrenamiento/sutura.

> ALMOHADILLAS DE SUTURA PARA ÓRGANOS HUECOS

Estas almohadillas constan de una (1) capa, destinada a representar un órgano hueco. Las variaciones en el grosor, derivadas del proceso de fabricación artesanal, proporcionan una superficie de entrenamiento/sutura con variabilidad.

> ALMOHADILLAS DE SUTURA CANINAS

Las almohadillas de sutura caninas constan de cuatro (4) capas, diseñadas para representar la dermis, la capa subcutánea, la línea y la fascia transversal. Este modelo también presenta pezones y ombligo, que se emplean como puntos de referencia en el Simulador de esterilización canina. Las inconsistencias en el grosor se deben al proceso de fabricación artesanal, lo que proporciona una variabilidad en la superficie de entrenamiento/sutura.



NOTA:

- Las almohadillas contienen aceites de silicona que pueden disolverse con el tiempo y manchar superficies porosas. Una vez extraídas de la bolsa, deben lavarse con agua y jabón para eliminar el residuo oleoso, si fuera necesario. El aceite de silicona residual se puede retirar de las superficies utilizando una mezcla de detergente a base de fosfato y agua.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y superficies porosas.
- Conserve las almohadillas en la bolsa cuando no estén en uso.

> BASE DE ENTRENAMIENTO PARA ALMOHADILLA DE SUTURA

La base (1025666) se suministra con dos insertos de espuma. El inserto de espuma sólido es para su uso con el almohadillas de sutura multicapas. El inserto de espuma perimetral es para su uso con almohadilla de sutura para órganos huecos y puede almacenarse dentro de la base cuando no esté en uso.

Las almohadillas de succión en la parte inferior de la base se adherirán de forma óptima a una superficie de trabajo lisa.

La unidad base y los insertos de espuma deben limpiarse con jabón y agua. El uso de productos químicos o solventes agresivos dañará el plástico y/o la espuma.

Instale las almohadillas de entrenamiento de sutura tirando de los orificios en las almohadillas sobre los pasadores de la base.

ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA

> INFORMACIÓN DE CONTACTO



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com