



NAHTTRAINER-BLOCK

NAHTTRAINER-BLOCK

➤ 1. ZWECK DES HANDBUCHS

Der STOPS Medical Nahtrainer-Block ist ein medizinisches Trainingsgerät für praktische Übungen, das dazu dient, die Fertigkeiten bei der Verabreichung von Lokalanästhetika sowie beim Nähen und Klammern von Riss- und tiefen Gewebeerletzungen zu verbessern.

Dieses Handbuch soll Anwender in die Lage versetzen, Wartungs- und Servicearbeiten vor und nach dem Einsatz durchzuführen. Die Einhaltung der hierin beschriebenen Verfahren gewährleistet über Jahre hinweg eine gleichbleibend optimale Leistung.

Komponenten:

- 1) 1- Simulierter Muskelblock
- 2) 1- Vom Anwender reparierbare Silikonhaut-Manschette

Technische Kurzinspektion (LTI) vor und nach dem operativen Eingriff:

Muskelblock

- Stellen Sie sicher, dass der Muskelblock keine Risse oder Einrisse aufweist
- Stellen Sie sicher, dass der simulierte Muskel fest mit der ABS-Kunststoffschicht verbunden ist

Silikon-Hautmanschette

- Untersuchen Sie die Manschette auf Risse, Einrisse oder Einschnitte
- Stellen Sie sicher, dass alle früheren Reparaturen akzeptabel sind und ausreichend Zeit zum Aushärten hatten

Inbetriebnahme des Systems:

- Führen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme sowie eine LTI- und Serviceprüfung vor Inbetriebnahme durch
- Schieben Sie die Silikonhaut-Manschette über den simulierten Muskelblock
- Überprüfen Sie das gesamte System auf einen ausreichenden festen Sitz

Für die Erstellung von Lazerationen und die Übung kleinerer Eingriffe zur Wundversorgung:

- Verwenden Sie ein Skalpell oder ein scharfes Messer, um an der gewünschten Stelle in der Silikonhaut eine Lazeration mit den gewünschten Abmessungen anzulegen
- Verschließen Sie die Wunde mit Nähten oder Klammern gemäß den entsprechenden medizinischen Richtlinien

Service und Wartung nach dem Eingriff:

- Überprüfen Sie den Muskelblock auf Risse, Einrisse oder Schnittverletzungen
- Überprüfen Sie die Silikonhaut auf Risse, Einrisse oder Schnittverletzungen
- Reinigen Sie alle Teile des Nahtrainer-Blocks mit Wasser und Seife und lassen Sie sie trocknen
- Lagern Sie an einem trockenen Ort als Vorbereitung auf die nächste Trainingseinheit

Reparatur nach der Operation:

Reparatur von Rissverletzungen an der Silikonhaut-Manschette:

- Reinigen Sie die Reparaturstelle gründlich mit Alkohol und stellen Sie sicher, dass sich rund um die Reparaturstelle kein Schmutz oder andere Rückstände befinden
- Tragen Sie mit einem Zungenspatel oder einem ähnlichen Instrument eine kleine Menge STOPS Medical Reparaturmaterial auf die zu reparierende Stelle auf
- Schließen Sie die Wundränder nach und nach und glätten Sie dabei die Oberfläche, um die Narbenbildung so gering wie möglich zu halten
- Nachdem die zu reparierende Stelle geschlossen wurde, lassen Sie die Reparatur für 2-4 Stunden aushärten, bis sie vollständig trocken ist. Eine Heißluftpistole oder ein Haartrockner kann verwendet werden, um den Reparaturvorgang zu beschleunigen

➤ KONTAKTINFORMATIONEN



3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com