



# VARRÁS GYAKORLÓ BLOKK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1025975, 1025976

# VARRÁS GYAKORLÓ BLOKK

## > 1. A KÉZIKÖNYV CÉLJA

A STOPS Medical Suture Block® egy orvosi oktatóeszköz, amelyet gyakorlati, kézzel végzett alkalmazásra terveztek, hogy fejlessze a helyi érzéstelenítés beadásában, valamint a metszett és szakított sebek, illetve a mély lágyrész-sérülések varrásában és kapcsolódásában való jártasságot.

Ez a kézikönyv azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók el tudják végezni a használat előtti és utáni szerviz- és karbantartási eljárásokat. Az itt leírt eljárások betartása éveken át biztosítja az eszköz folyamatos és optimális működését.

### Összetevők:

- 1) 1- Szimulált izomblokk
- 2) 1- Felhasználó által javítható szilikon bőrhüvely

### Használat előtti és utáni korlátozott műszaki ellenőrzés (LTI):

#### Izomtömb

- Győződjön meg róla, hogy az izomtömbön nincsenek szakadások vagy repedések
- Győződjön meg róla, hogy a szimulált izomszövet biztonságosan rögzítve van az ABS műanyag réteghez

#### Szilikon bőrhüvely

- Vizsgálja meg a hüvelyt szakadások, repedések, bemetsződések szempontjából
- Győződjön meg róla, hogy minden korábbi javítás megfelelő, és elegendő időt kapott a megszilárdulásra

### A rendszer üzembe helyezéséhez:

- Végezze el a teljes leltárt és az üzembe helyezés előtti LTI- és szervizellenőrzést
- Húzza rá a szilikon bőrhüvelyt a szimulált izomtömbre
- Ellenőrizze a teljes rendszert, hogy megfelelően feszesen illeszkedik-e

### Szakított sebek és kisebb beavatkozások sebzárási gyakorlásához:

- Szike vagy éles kés használatával hozzon létre szakított sebet a szilikon bőrön a kívánt helyen, a kívánt méretben
- Zárja a sebet varratokkal vagy kapsokkal, a megfelelő orvosi protokollnak megfelelően

### Használat utáni szerviz és karbantartás:

- Vizsgálja meg az izomblokkot repedések, szakadások vagy bemetszések szempontjából
- Vizsgálja meg a szilikon bőrt repedések, szakadások vagy bemetszések szempontjából
- Tisztítsa meg a Suture block® minden részét szappannal és vízzel, majd hagyja megszáradni
- A következő képzési gyakorlatra készülve száraz helyen tárolja

### Műtét utáni helyreállítás:

#### Szilikon bőrhüvely szakított sebének javítása:

- Tisztítsa meg teljesen a javítási területet alkohollal, ügyelve arra, hogy a javítás körül ne legyen szennyeződés vagy törmelék
- A STOPS Medical javítóanyagot használva vigyen fel kis mennyiséget a javítási területre nyelv spatulával vagy hasonló eszközzel
- Fokozatosan zárja össze a seb széléit, közben simítsa el a felszínt, hogy a hegesedés a lehető legkisebb mértékű legyen
- Miután a javítási területet lezárta, hagyja a javítást állni 2-4 óra hosszat, amíg teljesen meg nem szárad. A javítási folyamat felgyorsításához hőlégfúvó vagy hajszárító is használható

## > KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK



**3B Scientific**  
A worldwide group of companies

#### 3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany  
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100  
3bscientific.com • info@3bscientific.com