



BLOCO DE SUTURA

BLOCO DE SUTURA

> 1. FINALIDADE DO MANUAL

O dispositivo de treinamento médico STOPS Medical Suture Block® foi desenvolvido para treinamento prático. Permite desenvolver proficiência na administração de anestesia local, na realização de suturas e na aplicação de grampos em lacerações e lesões de tecidos profundos simulados.

Este manual foi desenvolvido para orientar que os usuários executem procedimentos de serviço e manutenção pré e pós-uso. O cumprimento dos procedimentos aqui descritos garantirá anos de desempenho contínuo e ideal.

Componentes:

- 1) 1- Bloco muscular simulado
- 2) 1- Manga de pele de silicone reparável pelo usuário

Inspeção Técnica Limitada Pré e Pós-Operacional (LTI):

Bloco Muscular

- Certifique-se de que o bloco muscular não apresenta rasgos ou rupturas
- Certifique-se de que o músculo simulado esteja firmemente fixado à camada de plástico ABS

Manga de Pele de Silicone

- Inspeção a manga quanto a rasgos, rupturas e lacerações
- Certifique-se de que todos os reparos anteriores estejam adequados e tenham tido o tempo necessário para a cura

Para colocar o sistema em operação:

- Inventário completo e verificação pré-operacional de LTI e de manutenção
- Deslize a manga de pele de silicone sobre o bloco muscular simulado
- Inspeção todo o sistema para verificar se o ajuste está adequado

Para criação de lacerações e reparo de feridas em procedimentos menores:

- Crie uma laceração na pele de silicone com bisturi ou instrumento cortante adequado, na localização e nas dimensões desejadas
- Fechamento da ferida com suturas ou grampos, seguindo o protocolo médico adequado

Serviço e Manutenção Pós-Operação:

- Inspeção o bloco muscular em busca de rasgos, rupturas ou lacerações
- Inspeção a pele de silicone em busca de rasgos, rupturas ou lacerações
- Limpe todas as partes do Suture Block® com água e sabão neutro e deixe secar completamente
- Armazene em local seco em preparação para a próxima sessão de treinamento prático

Reparo Pós-Operatório:

Reparo de laceração da manga de pele de silicone:

- Limpe completamente a área de reparo com álcool, garantindo que não haja sujeira ou resíduos ao redor da área de reparo
- Utilizando o material de reparo STOPS Medical, aplique uma pequena quantidade na área de reparo com um abaixador de língua ou dispositivo semelhante
- Feche gradualmente as bordas da laceração, alisando a superfície para garantir o mínimo possível de cicatrizes visíveis
- Após o fechamento da área de reparo, deixe o reparo em repouso por 2-4 hours até secar completamente. Um soprador térmico ou secador de cabelo pode ser utilizado para acelerar o processo de reparo

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.
Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (47) 3464-1818
3bscientific.com • vendas@3bscientific.com