



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



SÜTÜR BLOĞU

KULLANIM KILAVUZU

1025975, 1025976

> 1. KILAVUZUN AMACI

STOPS Medical Suture Block®, lokal anestezi uygulama, laserasyonların ve derin doku yaralanmalarının sütürlenmesi ve stapler ile kapatılması konularında yetkinlik geliştirmek üzere, uygulamalı pratik yapmak için tasarlanmış bir tıbbi eğitim ürünüdür.

Bu kılavuz, kullanıcıların servis öncesi ve sonrası kontrol ve bakım işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan prosedürlere uyulması, ürünün uzun yıllar boyunca kesintisiz ve en iyi şekilde performansını sağlayacaktır.

Bileşenler:

- 1- Simüle kas bloğu
- 2- 1- Kullanıcı tarafından onarılabılır silikon cilt kılıfı

Kullanım Öncesi ve Sonrası Sınırlı Teknik Kontrol (LTI):

Kas Bloğu

- Kas bloğunda herhangi bir yırtık veya hasar olmadığından emin olun
- Simüle kasın ABS plastik tabakaya sağlam şekilde sabitlendiğinden emin olun

Silikon Cilt Kılıfı

- Kılıfı yırtık, kopuk veya laserasyonlar açısından kontrol edin
- Önceden yapılmış tüm onarımların uygun olduğundan ve gerekli şekilde sertleşmesi için gereken süreyi tamamlamış olduğundan emin olun

Sistemi hizmete almak için:

- Eksiksiz envanter ve operasyon öncesi LTI ile servis kontrolünü tamamlayın
- Silikon deri kılıfını simüle edilmiş kas bloğunun üzerine kaydırın
- Tüm sistemi yeterli sıklık açısından kontrol edin

Laserasyonların oluşturulması ve küçük cerrahi işlem yaralarının onarımı için:

- Bir neşter veya keskin bir bıçak kullanarak, istenen konumda ve istenen boyutlarda silikon deride bir laserasyon oluşturun
- Uygun tıbbi protokole uyarak, yarayı sütür veya cerrahi stapler kullanarak kapatın

Operasyon Sonrası Servis ve Bakım:

- Kas bloğunu yırtık, kopma veya laserasyon açısından kontrol edin
- Silikon deriyi yırtık, kopma veya laserasyon açısından kontrol edin
- Sütür bloğunun tüm parçalarını sabun ve su ile temizleyin, kurumasını bekleyin
- Bir sonraki eğitim oturumuna hazırlık için kuru bir yerde saklayın

Ameliyat Sonrası Onarım:

Silikon Cilt Kılıfı Laserasyon Onarımı:

- Onarım bölgesini, etrafında kir veya yabancı madde kalmayacak şekilde, alkol ile tamamen temizleyin
- STOPS Medical onarım malzemesini kullanarak, dil basacağı veya benzeri bir araç ile onarım bölgesine az miktarda uygulayın
- Yara kenarlarını kademeli olarak birbirine yaklaştırın ve yüzeyi düzleştirerek minimum düzeyde iz kalmasını sağlayın
- Onarım bölgesi kapandıktan sonra, tamamen kuruyana kadar onarımı 2-4 saat kendi hâline bırakın. Onarım sürecini hızlandırmak için ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanılabilir

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com