



MAGEN-DARM-TRAKT MIT DÜNNDARM PFERD

MAGEN-DARM-TRAKT MIT DÜNN-DARM PFERD

➤ PFLEGE, HANDHABUNG UND INSTANDHALTUNG

Das VSI-Modell des Dickdarms des Pferdegastrointestinaltrakts besteht aus fünf Komponenten:

- Linkes und rechtes ventrales Kolon
- Linkes und rechtes dorsales Kolon
- Zäkum (zusammengesetzt, um den vollständigen Dickdarm mit repräsentativen Membranen zu bilden)

Jede Komponente ist separat unterteilt, um das Aufblasen einzelner Abschnitte zu ermöglichen. Dieses Bauteil ist aus Naturlatex gefertigt, der zwar relativ widerstandsfähig ist, jedoch mit Sorgfalt behandelt werden muss. Halten Sie das Modell von scharfen oder abrasiven Gegenständen und Oberflächen fern.

Die VSI-GI-Trakt-Simulatoren beinhalten zudem ein kurzes Dünndarmmodell (1025573). Dieses sollte ebenfalls vorsichtig aufgeblasen werden und stellt einen Zustand eines aufgeblasenen Darms dar, der den Abtastbereich unmittelbar vor der Beckeneröffnung blockiert. Das Dünndarmmodell wird im VSI-Pferdemodell fixiert, indem es in die ovale Öffnung der schwarzen Kunststoffhalterung eingelegt und verstaut wird. Die Halterung befindet sich im konturierten Bereich anteroventral zu den Beckenknochen.



HINWEIS:

- Nicht überfüllen. Eine Überfüllung kann zu Rissen, Beschädigungen und Verformungen führen. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Handpumpe, um eine kissenähnliche Festigkeit zu erzielen. Vermeiden Sie grobe Handhabung und übermäßige Belastung des Modells; behandeln Sie es, als wäre es ein echter Dickdarm eines Pferdes.
- Latexgummi reagiert empfindlich auf Ozon und ultraviolettes Licht; das Modell muss daher stets vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Erdölprodukte wie Vaseline zersetzen zudem Latex; achten Sie beim Umgang mit dem Modell darauf, dass Ihre Hände keine entsprechenden Rückstände tragen.
- Reinigen Sie das Modell mit milder Seife und Wasser. Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel auf der Latexoberfläche. Lagern Sie das Modell teilweise aufgeblasen und bestreut mit Talkum.
- Sollte das Modell reißen, kann es mithilfe des beiliegenden Latex-Reparatursets schnell repariert werden. Auch Gummi-Zement, Kontaktkleber oder Latex können verwendet werden.
- Wird der gesamte Koliksimulator Pferd (1025566, 1025584) eingesetzt, umfasst die Darstellung des Magen-Darm-Trakts zusätzlich eine Milz, die linke Niere sowie das reno-splenische Band als Tast- und Orientierungspunkte zur Demonstration spezifischer Kolikzustände. Diese Komponenten können über in den Organen und an der Pferdewand eingebettete Magnete befestigt und in ihre korrekte anatomische Position gebracht werden. Sie sind mit milder Seife und warmem Wasser zu reinigen.



ACHTUNG:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuk, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

➤ KONTAKTINFORMATIONEN



3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com