



## **TRACTO GASTROINTESTINAL EQUINO CON INTESTINO DELGADO**

# TRACTO GASTROINTESTINAL EQUINO CON INTESTINO DELGADO

## > CUIDADO, MANEJO Y MANTENIMIENTO

El modelo del intestino grueso del tracto gastrointestinal equino VSI consta de cinco componentes:

- Colon Ventral Izquierdo y Derecho
- Colon Dorsal Izquierdo y Derecho
- Ciego (ensamblado para formar el intestino grueso completo con membranas representativas)

Cada componente está representado de forma independiente para permitir el inflado de secciones individuales. Esta unidad está fabricada en caucho de látex natural, que es relativamente duradero; sin embargo, debe manejarse con cuidado. Mantenga el modelo alejado de objetos y superficies afilados o abrasivos.

Los simuladores del tracto gastrointestinal VSI también incluyen un segmento corto de modelo de intestino delgado (1025573). Este también debe inflarse cuidadosamente y está destinado a representar una condición de intestino inflado que bloquea el área de palpación directamente anterior a la abertura pélvica. El modelo de intestino delgado se mantiene en su lugar en el modelo equino VSI al ser enroscado y colocado en la abertura ovalada del soporte de plástico negro. El soporte se sitúa en el área contorneada antero-ventral a los huesos pélvicos.



### NOTA:

- No sobreinflé. Una inflación excesiva puede provocar rupturas, daños y deformidades. Use únicamente la bomba manual suministrada para alcanzar una firmeza similar a la de una almohada. Evite el manejo brusco y la manipulación estresante del modelo; trátelo como a un colon equino auténtico.
- Los cauchos de látex son sensibles al ozono y a la luz ultravioleta; por ello, el modelo debe mantenerse siempre alejado de la luz solar directa. Los productos derivados del petróleo, como vaselina, también deterioran el látex; al manipular el modelo, asegúrese de que sus manos estén libres de estos productos.
- Limpie el modelo con agua y jabón suave. Nunca utilice químicos agresivos o disolventes en la superficie de látex. Almacénelo parcialmente inflado y espolvoreado con talco.
- En caso de rotura, el modelo puede repararse de inmediato con el kit de reparación de látex provisto. También se pueden emplear cemento de goma, cemento de contacto o látex.
- Al integrarse en el conjunto completo del Simulador de Cólico Equino (1025566, 1025584), la representación del tracto gastrointestinal incluye, además, un bazo, el riñón izquierdo y el ligamento renoesplénico como puntos de palpación, lo que ayuda a demostrar condiciones específicas de cólico. Estos componentes pueden fijarse y ajustarse a sus posiciones anatómicas correctas mediante imanes incrustados en cada uno de los órganos y en la pared del cuerpo del caballo. Se pueden limpiar con agua tibia y jabón suave.



### PRECAUCIÓN:

Este producto contiene caucho de látex natural, que podría provocar reacciones alérgicas.

## > INFORMACIÓN DE CONTACTO



**3B Scientific**

A worldwide group of companies

España 3B Scientific, S.L.  
C/ Ronda Narciso Monturiol 3  
Edif. ABM, Torre A, Despacho 8  
46980 Paterna (Valencia) • España  
Tel.: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07  
3bscientific.es • e3bs@3bscientific.com