



TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ÉQUIN COMPRENANT L'INTESTIN GRÊLE

TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ÉQUIN COMPRENANT L'INTESTIN GRÊLE

➤ ENTRETIEN, MANIPULATION ET MAINTENANCE

Le modèle de l'intestin gros du tractus gastro-intestinal équin VSI se compose de cinq éléments:

- Colon ventral gauche et droit
- Colon dorsal gauche et droit
- Cæcum (assemblé pour former l'intestin gros complet avec des membranes représentatives)

Chaque composant est partitionné séparément afin de permettre l'inflation des sections individuelles. Cette unité est fabriquée en caoutchouc de latex naturel, lequel est relativement durable mais doit néanmoins être manipulé avec précaution. Éloignez le modèle des objets ou surfaces pointus ou abrasifs.

Les simulateurs du tractus gastro-intestinal VSI incluent également un court segment de modèle d'intestin grêle (1025573). Celui-ci doit aussi être gonflé avec soin et est destiné à représenter une condition d'intestin gonflé bloquant la zone de palpation située directement en avant de l'ouverture pelvienne. Le modèle d'intestin grêle est maintenu en place dans le modèle équin VSI en étant enroulé et inséré dans l'orifice ovale du support en plastique noir. Ce support se trouve dans la zone profilée antéro-ventrale aux os pelviens.



REMARQUE :

- Ne surgonflez pas. Une surgonflation peut provoquer des ruptures, des dommages et des déformations. Utilisez uniquement la pompe manuelle fournie pour obtenir une fermeté comparable à celle d'un oreiller. Évitez une manipulation brutale et stressante du modèle ; traitez-le comme s'il s'agissait d'un véritable côlon équin.
- Les caoutchoucs en latex sont sensibles à l'ozone et aux rayons ultraviolets ; le modèle doit donc toujours être conservé à l'abri de la lumière directe du soleil. Les produits pétroliers, tels que la Vaseline, détériorent également le latex ; lors de la manipulation du modèle, veillez à ce que vos mains soient exemptes de ces substances.
- Nettoyez le modèle avec un savon doux et de l'eau. N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants sur la surface en latex. Conservez-le partiellement gonflé, saupoudré de talc.
- En cas de déchirure, le modèle peut être réparé rapidement grâce au kit de réparation en latex fourni. La colle à caoutchouc, la colle de contact ou le latex peuvent également être utilisés.
- Lorsqu'il est intégré dans le modèle complet du simulateur de colique équine (1025566, 1025584), la représentation du tractus gastro-intestinal inclut également une rate, un rein gauche et le ligament réno-splénique, qui servent de repères pour la palpation et permettent de démontrer certaines conditions spécifiques de colique. Ces composants peuvent être fixés et ajustés dans leurs positions anatomiques appropriées grâce à des aimants intégrés à chacun des organes et à la paroi corporelle du cheval. Ils peuvent être nettoyés avec un savon doux et de l'eau tiède.



ATTENTION :

Ce produit contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.

➤ COORDONNÉES



3B Scientific

A worldwide group of companies

France 3B Scientific S.A.R.L.

8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3

68870 Bartenheim • France

Tel. : 03.89.70.75.20 (International : +33 3 89 70 75 20)

Fax : 03.89.70.75.21 (International : +33 3 89 70 75 21)

3bscientific.fr • commande@3bscientific.com