



LÓ EMÉSZTŐRENDSZER VÉKONYBÉLLEL

LÓ EMÉSZTŐRENDSZER VÉKONYBÉLLEL

➤ ÁPOLÁSA, KEZELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

A VSI ló emésztőrendszer vastagbél modell öt összetevőből áll:

- Bal és jobb ventrális colon
- Bal és jobb dorzális colon
- Cecum (összeállítva a teljes vastagbél kialakítása érdekében, reprezentatív membránokkal)

Az egyes egységek külön vannak elválasztva, így az egyedi felfűzés lehetséges. Az egységet természetes latex gumiból gyártották, amely bár viszonylag tartós, mégis óvatos bánásmódot igényel. Ügyeljen arra, hogy a modellt ne érintkezzen éles vagy csiszoló felületekkel.

A VSI emésztőrendszer-szimulátorok tartalmaznak egy rövid vékonybél modellt is (1025573). Ezt szintén gondosan kell felfűzni, és azt a helyzetet reprezentálja, amikor a felfűjt bél elzárja a közvetlenül a medence nyílása elé eső tapintható területet. A vékonybél modellt a VSI ló modellben úgy rögzítették, hogy behurokolták és betöltötték a fekete műanyag tartó ovális nyílásába. A tartó a medencecsontok elülső-ventrális, kontúrozott területén található.



FIGYELMEZTETÉS:

- Ne fűjje túl. A túlzott felfűzés repedésekhez, károkhöz és deformításokhoz vezethet. Csak a mellékelt kézi pumpával érje el a párnahatású szilárdságot. Kerülje a durva kezelést és a túlzott manipulációt; bánjon vele úgy, mint egy valódi ló vastagbélével.
- A latex gumik érzékenyek az ózonra és az ultraibolya fényre, ezért a modellt mindig tartsa a közvetlen napsugaraktól távol. Az olyan kőolajtermékek, mint a vazelin, ugyancsak károsítják a latexet; használat közben ügyeljen arra, hogy kezei mentesek legyenek az ilyen anyagoktól.
- Tisztítsa a modellt enyhe szappannal és vízzel. Soha ne alkalmazzon erős vegyi anyagokat vagy oldószereket a latex felületén. Tárolja részben felfűjt állapotban, hintőporral megszórva.
- Amennyiben a modell elszakad, azt a mellékelt latex javító készlettel gyorsan helyreállíthatja. Gumi cement, kontakt cement vagy latex is használható.
- A ló kólika szimulátor modell (1025566, 1025584) rendszerébe történő beépítés során a emésztőrendszeri traktus ábrázolása tartalmazza a lépert, a bal vesét és a reno-splenicus szalagot, melyek tapintható jelölőpontként szolgálnak és segítik bizonyos kólikás állapotok bemutatását. Ezek a komponensek az egyes szervekbe és a ló testfalába beépített mágnesek segítségével rögzíthetők, illetve az anatómiájuknak megfelelő pozíciókba állíthatók. Enyhén szappanos, meleg vízzel tisztíthatók.



FIGYELEM:

Ez a termék természetes latex gumit tartalmaz, amely allergiás reakciókat idézhet elő.

➤ ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific Europe Kft.

Kozma u. 9/B • H-1108 Budapest • Hungary

Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93

3bscientific.hu • eu3bs@3bscientific.com