



TRATTO GASTROINTESTINALE EQUINO CON INTESTINO TENUE

TRATTO GASTROINTESTINALE EQUINO CON INTESTINO TENUE

> CURA, MANIPOLAZIONE E MANUTENZIONE

Il modello dell'intestino crasso del tratto gastrointestinale equino VSI è composto da cinque componenti:

- Colon ventrale sinistro e destro
- Colon dorsale sinistro e destro
- Ceco (assemblato per formare l'intero intestino crasso con membrane rappresentative)

Ogni componente è suddiviso separatamente per consentire l'inflazione delle singole sezioni. L'unità è realizzata in gomma di lattice naturale, materiale relativamente resistente ma che va comunque maneggiato con cura. Tenere il modello lontano da oggetti e superfici appuntiti o abrasivi.

I simulatori del tratto gastrointestinale VSI includono anche un breve segmento di modello dell'intestino tenue (1025573). Anche questo va inflato con attenzione ed è concepito per rappresentare una condizione in cui l'intestino, una volta gonfio, blocca l'area di palpazione posta direttamente anteriormente all'apertura pelvica. Il modello dell'intestino tenue viene fissato nel modello equino VSI mediante anelamento e inserimento nell'apertura ovale del supporto in plastica nera. Il supporto si trova nell'area sagomata anteriormente-ventrale alle ossa pelviche.



NOTA:

- Non gonfiare eccessivamente. Un gonfiaggio eccessivo può causare rotture, danni e deformazioni. Utilizzare esclusivamente la pompa manuale fornita per ottenere una consistenza simile a quella di un cuscino. Evitare manipolazioni brusche e movimentazioni stressanti del modello, trattandolo come se fosse un vero colon equino.
- Le gomme in lattice sono sensibili all'ozono e alla luce ultravioletta; pertanto, il modello deve sempre essere conservato all'ombra. I prodotti a base di petrolio, come la vaselina, deteriorano il lattice; durante la manipolazione, assicurarsi che le mani siano prive di tali sostanze.
- Pulire il modello con acqua tiepida e sapone delicato. Non utilizzare mai sostanze chimiche aggressive o solventi sulla superficie in lattice. Conservare il modello parzialmente gonfiato e spolverato con talco.
- Qualora il modello si lacerasse, è possibile ripararlo rapidamente utilizzando il kit di riparazione in lattice fornito. È possibile impiegare anche colla da gomma, colla per contatto o lattice.
- Quando integrato nel Modello Simulatore di Colica Equina (1025566, 1025584), la rappresentazione del tratto gastrointestinale include anche la milza, il rene sinistro e il legamento reno-splenico, utilizzati come punti di riferimento per la palpazione e per dimostrare specifiche condizioni di colica. Questi componenti possono essere fissati e regolati nelle posizioni anatomiche corrette mediante magneti incorporati in ciascun organo e nella parete del corpo del cavallo. Possono essere puliti con acqua tiepida e sapone delicato.



ATTENZIONE:

Questo prodotto contiene lattice naturale, che può causare reazioni allergiche.

> INFORMAZIONI DI CONTATTO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Italia **3B Scientific S.r.l.**

Via Progresso, 46

40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia

Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98

3bscientific.it • vendite.italia@3bscientific.com