



TRATO GASTROINTESTINAL EQUINO – INTESTINO DELGADO

TRATO GASTROINTESTINAL EQUINO – INTESTINO DELGADO

> CUIDADOS, MANUSEIO E MANUTENÇÃO

O modelo do intestino grosso do trato gastrointestinal equino VSI consiste em cinco componentes:

- Cólon Ventral Esquerdo e Direito
- Cólon Dorsal Esquerdo e Direito
- Ceco (montado com membranas representativas para formar o intestino grosso completo)

Cada componente é particionado separadamente, permitindo a insuflação individual das seções. Esta unidade é fabricada em látex natural, que é relativamente durável, mas deve ser manuseada com cuidado. Mantenha o modelo afastado de objetos e superfícies pontiagudas ou abrasivas.

Os simuladores do trato gastrointestinal VSI também incluem um segmento curto do modelo do intestino delgado (1025573). Este segmento deve ser insuflado com cuidado e tem o objetivo de representar uma condição em que o intestino insuflado bloqueia a área de palpação diretamente anterior à abertura pélvica. O modelo do intestino delgado é fixado ao modelo equino VSI por ser enlaçado e inserido na abertura oval da base plástica preta. A base situa-se na área delimitada na região anteroventral aos ossos pélvicos.



NOTA:

- Não infle em excesso. O excesso de ar pode ocasionar rupturas, danos e deformidades. Utilize exclusivamente a bomba manual fornecida para inflar até atingir uma firmeza semelhante à de uma almofada. Evite manuseio brusco e manipulações forçadas; trate o modelo como se fosse parte real do trato gastrointestinal equino.
- O látex é sensível ao ozônio e à luz ultravioleta; por isso, mantenha o modelo sempre afastado da luz solar direta. Produtos derivados do petróleo, como a vaselina, também podem degradar o látex; ao manipulá-lo, certifique-se de que suas mãos estejam livres desses produtos.
- Limpe o modelo com água e sabão neutro. Nunca utilize produtos químicos agressivos nem solventes na superfície de látex. Armazene-o parcialmente inflado e polvilhado com pó de talco.
- Em caso de rasgos, o modelo pode ser rapidamente reparado com o kit de látex fornecido. Também é possível utilizar cola de borracha, cola de contato ou látex.
- Ao ser incorporado ao Modelo Completo de Simulador de Cólica Equina (1025566, 1025584), a representação do trato gastrointestinal inclui, além disso, um baço, um rim esquerdo e o ligamento reno-esplênico, que servem como pontos de referência para palpação e auxiliam na demonstração de condições específicas de cólica. Esses componentes podem ser fixados e ajustados em suas posições anatômicas corretas por meio de ímãs embutidos em cada órgão e na parede corporal do cavalo. Podem ser limpos com água morna e sabão neutro.



ATENÇÃO:

Este produto contém borracha de látex natural, podendo ocasionar reações alérgicas.

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.
Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (47) 3464-1818
3bscientific.com • vendas@3bscientific.com