



ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ ЛОШАДИ С ТОНКОЙ КИШКОЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ ЛОШАДИ С ТОНКОЙ КИШКОЙ

УХОД, ОБРАЩЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель толстого кишечника ЖКТ лошади VSI состоит из пяти компонентов:

- Левый и правый вентральные отделы ободочной кишки
- Левый и правый дорсальные отделы ободочной кишки
- Слепая кишка (собрана для формирования полноценного толстого кишечника с характерными мембранами)

Каждый компонент выполнен отдельно, что позволяет надувать отдельные участки. Изделие изготовлено из натурального латексного каучука, который достаточно прочный, однако с ним следует обращаться осторожно. Храните модель вдали от острых и абразивных предметов и поверхностей.

Симуляторы ЖКТ VSI также включают короткий участок модели тонкой кишки (1025573). Его следует аккуратно надувать; он предназначен для имитации состояния, при котором надутый кишечник блокирует область пальпации непосредственно перед тазовым отверстием. Модель тонкой кишки удерживается в модели лошади VSI посредством оборачивания и размещения в овальном отверстии чёрного пластикового крепления. Крепление расположено в контурной области антерио-вентрально тазовых костей.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не перекачивайте. Перекачивание может вызвать разрывы, повреждения и деформацию. Используйте только прилагаемую ручную помпу для надувания до состояния, напоминающего подушку. Избегайте резких движений и чрезмерных манипуляций с моделью; обращайтесь с ней так, как если бы это была настоящая толстая кишка лошади.
- Латекс чувствителен к озону и ультрафиолетовому свету, поэтому модель следует хранить вдали от прямых солнечных лучей. Нефтяные продукты, такие как вазелин, также разрушают латекс; при обращении с моделью убедитесь, что на руках не осталось следов этих веществ.
- Очистите модель с помощью мягкого мыльного раствора и воды. Никогда не используйте агрессивные химические средства или растворители на латексной поверхности. Храните модель частично надувшейся, присыпав её тальком.
- Если модель порвалась, её можно быстро восстановить с использованием прилагаемого ремонтного комплекта для латекса. Также можно применять каучуковый клей, контактный клей или латекс.
- При установке в полный симулятор колик лошади (1025566, 1025584) модель желудочно-кишечного тракта дополнена селезёнкой, левой почкой и рено-спленической связкой, которые служат ориентиром при пальпации и помогают демонстрировать специфические состояния колики. Эти компоненты можно прикрепить и отрегулировать до правильного анатомического положения с помощью встроенных в каждый орган и стенку брюшной полости лошади магнитов. Их можно очищать с использованием мягкого мыльного раствора и теплой воды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany

Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100

3bscientific.com • info@3bscientific.com