



ATIN GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ (İNCE BAĞIRSAK DAHİL)

KULLANIM KILAVUZU

1025575

ATIN GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ (İNCE BAĞIRSAK DAHİL)

➤ BAKIM, KULLANIM VE MUHAFAZA

VSI eş at GI sistemi kalın bağırsak modeli, beş bileşenden oluşmaktadır:

- Sol ve Sağ Ventral Kolon
- Sol ve Sağ Dorsal Kolon
- Çekum (temsil niteliğindeki zarlarla tamamlanan tam kalın bağırsak oluşturulması amacıyla monte edilmiştir)

Her bileşen, bağırsak bölümlerinin bireysel olarak şişirilebilmesine olanak tanıyacak şekilde ayrı ayrı bölümlere ayrılmıştır. Bu ünite, doğal lateks kauçuktan üretilmiştir; nispeten dayanıklı olmakla birlikte özenle kullanılmalıdır. Modeli keskin veya aşındırıcı nesne ve yüzeylerden uzak tutunuz.

VSI GI sistemi simülatörleri ayrıca kısa bir ince bağırsak modeli (1025573) içermektedir. Bu model de dikkatlice şişirilmelidir ve pelvik açıklığın hemen önündeki muayene alanını kaplayan şişmiş bağırsak durumunu temsil etmesi amaçlanmıştır. Küçük ince bağırsak modeli, VSI at modelinde, siyah plastik montajın oval açığına döngü yapılarak yerleştirilip sabitlenir. Montaj parçası, pelvik kemiklere anteroventral konumda oturan konturlu alanda yer almaktadır.



NOT:

- Aşırı şişirmeyin. Aşırı şişirme yırtılmalara, hasara ve deformasyonlara neden olabilir. Yalnızca verilen el pompasını kullanarak, yastık benzeri bir sertliğe ulaşacak şekilde şişirin. Modeli kaba muamele ve aşırı stres altına sokmaktan kaçının; sanki gerçek bir at kolonuymuş gibi kullanın.
- Lateks kauçuklar ozon ve ultraviyole ışığa duyarlıdır; bu nedenle model her zaman doğrudan güneş ışığından uzakta tutulmalıdır. Vazelin gibi petrol ürünleri lateksi bozabileceğinden, modeli kullanmadan önce ellerinizde bu tür ürünlerin bulunmadığından emin olun.
- Modeli hafif sabun ve su ile temizleyin. Lateks yüzeyinde asla sert kimyasallar veya çözücüler kullanmayın. Kısmen şişirilmiş ve talk pudrası serpilmiş halde saklayın.
- Model yırtıldığında, verilen lateks tamir kiti ile hızla onarılabılır. Kauçuk tutkal, temas tutkalı veya lateks de kullanılabilir.
- Tüm Equine Kolik Simülatörü Modeli'ne (1025566, 1025584) yerleştirildiğinde, GI traktus temsili; palpasyon noktaları ve belirli kolik durumları göstermek amacıyla dalak, sol böbrek ve dalak-böbrek ligamanını da içerir. Bu bileşenler, her organ ve atın vücut duvarına yerleştirilmiş mknatıslar sayesinde uygun anatomik konumlarına takılıp ayarlanabilir. Hafif sabun ve ılık su ile temizlenmelidir.



UYARI:

Bu ürün, alerjik reaksiyonlara yol açabilecek doğal lateks kauçuk içerir.

➤ İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific TR

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-Y Blok Daire 105
34235 Tekstilkent (B13 Blok- No: 36)
Esenler • İstanbul • Türkiye
Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801
3bscientific.com.tr • info.tr@3bscientific.com